



Eppendorf Xplorer®

Die neue elektronische Pipette Eppendorf Xplorer® ist speziell für hohe professionelle Anforderungen entwickelt worden und unterstützt Sie daher optimal bei Ihrer Arbeit. Multifunktions-Wippe: „Up is up and down is down“™ Prinzip. Wahlrad: alle Funktionen auf einen Blick sichtbar und anwählbar. Multilinguale Menüführung, aufgeräumtes Farbdisplay, jeder verstellbare Parameter ist auf dem Display sichtbar, keine Untermenüs, Hilfe-Funktion. Innovativer Abwerfer: Pipette fährt nach Spitzenabwurf automatisch in die Nullposition.

Sie benötigen neue Pipetten?
Senden Sie Ihre individuelle Anfrage an:
ute.brueggenkamp@diagonal.de

Einkanalpipetten

Artikel		Farbe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
1-Kanal,	0,5-10 µl	mittelgrau	1 Stk.	4861 000.015	558,00
1-Kanal,	0,5-100 µl	gelb	1 Stk.	4861 000.023	558,00
1-Kanal,	15-300 µl	orange	1 Stk.	4861 000.031	558,00
1-Kanal,	50-1000 µl	blau	1 Stk.	4861 000.040	558,00
1-Kanal,	0,25-5 ml	lila	1 Stk.	4861 000.058	558,00
1-Kanal,	0,5-10 ml	türkis	1 Stk.	4861 000.066	558,00



Eppendorf Xplorer® plus

Die Eppendorf Xplorer® setzt bereits hohe Maßstäbe – und für noch höhere Ansprüche wurde die Eppendorf Xplorer® plus entwickelt. Diese erweiterte Version bietet überzeugende Extras wie intelligente Applikationen, einstellbare Fixvolumina und individuelle Programmierung, die das Arbeiten deutlich schneller und einfacher machen. Die Eppendorf Xplorer® plus ist die perfekte Wahl für alle Anwender, die jeden Tag ein Plus an Schnelligkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit benötigen.

Einkanalpipetten

Artikel		Farbe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
1-Kanal,	0,5-10 µl	mittelgrau	1 Stk.	4861 000.708	688,00
1-Kanal,	0,5-100 µl	gelb	1 Stk.	4861 000.716	688,00
1-Kanal,	15-300 µl	orange	1 Stk.	4861 000.724	688,00
1-Kanal,	50-1000 µl	blau	1 Stk.	4861 000.732	688,00
1-Kanal,	0,25-5 ml	lila	1 Stk.	4861 000.740	688,00
1-Kanal,	0,5-10 ml	türkis	1 Stk.	4861 000.759	688,00



Multipette® M4 basic

Seriell Pipettieren leicht gemacht! Die Multipette M4 erleichtert und beschleunigt die Durchführung langer Pipettierserien. Die aufgenommene Flüssigkeit kann wiederholt bis zu 100-mal abgegeben werden, ohne den Tip erneut zu befüllen. **Alles was zählt!** Das übersichtliche und gut lesbare Display sorgt für stressfreies und intuitives Arbeiten. Neben dem angezeigten Dispensiervolumen unterstützt der Schrittzähler das fehlerfreie Befüllen von z.B. Platten. Die integrierte Sleep-Funktion schaltet bei Nichtbenutzung die Multipette M4 ab.

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
Multipette®M4 basic, 1µl – 10ml	1 Stk.	4982 000.411	212,00

Austauschgerät, mit eingebautem Schrittzähler und Bewegungssensor

- Leicht und ergonomisch gebaut
- Stressfreies Arbeiten durch integrierten Schrittzähler
- Schmiegt sich in jede Hand
- Zentraler Combipip-Abwurf

Als Austausch-Dispenser
212,-



Immer griffbereit!



DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Pipettenkarussell 2 **eppendorf**

Das Eppendorf Pipettenkarussell 2 trägt bis zu sechs manuelle Ein- oder Mehrkanal-Pipetten. Dabei können die einzelnen Pipettenhalter in zwei um 180° gedrehten Orientierungen am Karussell montiert werden und fassen so alle aktuellen manuellen Pipettenmodelle sowie die meisten Vorgänger, darunter Eppendorf Research®, Research plus, Reference®, Reference 2 und Biomaster®.

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
Pipettenkarussell 2	1 Stk.	3116 000.015	130,00

für 6 Eppendorf Research®, Research® plus, Reference®, Reference® 2 oder Biomaster®, zusätzliche Pipettenhalter sind optional erhältlich.




Sie interessieren sich für das Pipettenkarussell 2?
Senden Sie Ihre individuelle Anfrage an:
ute.brueggkamp@diagonal.de



Zusätzliche optionale Pipettenhalter 2 **eppendorf**


Pipettenhalter 2 für eine Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 oder Biomaster™

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
1 Stk.	3116 000.112	27,00



Pipettenhalter 2 für eine Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
1 Stk.	3116 000.120	35,00



Pipettenhalter 2 für eine Eppendorf Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
1 Stk.	3116 000.139	35,00



Pipettenhalter 2 für eine Eppendorf Multipette® M4

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
1 Stk.	3116 000.147	35,00



Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Lieferung frei Haus. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 2018

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62 · 48161 Münster
info@diagonal.de
www.diagonal.de

Unsere Service-Hotline:
Tel.: 025 34 / 970 216
Fax: 025 34 / 970 116