

Erläuterungen zu unserem Kalibrier-Angebot:

Die Geräte werden gemäß DIN EN 8655 geprüft. Justiert und evt. auch repariert wird, wenn die Herstellerspezifikationen bezüglich der Fehlergrenzen nicht eingehalten werden. Auf Ihren Wunsch können auch die Fehlergrenzen der DIN EN 8655 berücksichtigt werden.

Notwendige Reparaturen werden gleich mit durchgeführt, Sie zahlen zzgl. zum Festpreis nur die benötigten Ersatzteile.

Quick-Check

- Wartung (beinhaltet bei Bedarf Justierung & Reparatur)
- Ausgangskalibrierung inkl. Kalibrierschein und Messprotokoll (4 Messwerte pro Prüfvolumen)
- Aktuelle Kalibriermarke
- Kann mit einer 4-Pkt-Eingangskontrolle kombiniert werden

Standard

- Wartung (beinhaltet bei Bedarf Justierung & Reparatur)
- Ausgangskalibrierung inkl. Kalibrierschein und Messprotokoll (10 Messwerte pro Prüfvolumen)
- Aktuelle Kalibriermarke
- Kann mit einer 10Pkt-Eingangskontrolle kombiniert werden

DAkKS

- Wartung (beinhaltet bei Bedarf Justierung & Reparatur)
- Ausgangskalibrierung inkl. DAkKS-Kalibrierschein und Messprotokoll
- Aktuelle DAkKS-Kalibriermarke
- Kann mit einer 10Pkt-Eingangskontrolle kombiniert werden

Eingangskontrolle

- Das Gerät wird vor der Wartung geprüft, um den Istzustand auf einem Kalibrierschein zu dokumentieren.

Kalibrierintervall

- Das Gerät wird nach der Kalibrierung mit einer Marke, die den nächsten Kalibrierzeitpunkt kennzeichnet, versehen. Das Intervall beträgt standardmäßig 12 Monate, kann von Ihnen aber beliebig vorgegeben werden.