


Schnellteste



DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Sofortdiagnose von Influenza A/B sowie RSV/Adeno

FUJIFILM
Value from Innovation


Höchste Sensitivität dank innovativer Silber-Amplifikationstechnologie. 100-fach verstärkt gegenüber herkömmlichen Schnelltests.

NEU
Analysegerät zum
Einführungspreis von
1.099,-

- Soforttest mit patentiertem Testverfahren
- Verstärkungsreaktion ermöglicht Nachweis auch bei geringer Virusdichte
- Ergebnis schon nach 3,5 – 15 Minuten
- Nutzer- und Patienten-ID-Identifizierung durch integrierten Barcode Scanner
- Integrierter Thermo-Drucker
- Anschlussmöglichkeit an Laborinformationssysteme

DRI-CHEM IMMUNO AG2

Analysegerät für die Immunologie



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Angebotspreis
Analysegerät IMMUNO AG2	1 Stk.	16565909	1.300,00	1.099,00
Testkit Influenza AB	10 BE	16447937	166,00	148,00
Testkit RSV / Adeno	10 BE	16606856	166,00	148,00

Testkits
à 10 BE

148,-

Fujifilm schließt die Lücke zwischen dem klassischen Schnelltest und dem Goldstandard der PCR-Methode. Das IMMUNO AG2 gibt Sicherheit nach 3,5 bis 15 Minuten und gewährleistet eine sofortige zielgerichtete Behandlung Ihrer Patienten. Positive Ergebnisse vermeiden die unnötige Gabe von Antibiotika.

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Lieferung frei Haus. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Januar 2019

Unsere Service-Hotline

Tel. 0 25 34 / 970 216 · Fax 0 25 34 / 970 116
Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62 · 48161 Münster
info@diagonal.de · www.diagonal.de