

Angebote
März - Mai 2019

DIAGONAL
Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Mikroskop Primo Star HAL, Full-Köhler



Komplettausüstung mit Stativ Full-Köhler einschließlich – Halogen-Beleuchtung mit 6V 30W Halogenlampe – Objektiv-revolver 4-fach, nach hinten geneigt – Kreuztisch 75 x 30 Trieb rechts und Objekthalter mit Federhebel links. Binokularem Tubus 30°/20 - Okularen 10x/20 Br. foc. - Objektiven „Plan-Achromat“ 4x, 10x, 40x Ph2 und 100x Oil - Kondensor 0,9/1,25 mit Phasenkontrastschieber Ph2 - Diopter d=30 mm - externem Netzteil 100...240V AC/50...60Hz/30VA mit länderspezifischen Adaptern – Staubschutzhülle – Öler mit 5ml Immersionsöl Farbfiltersatz blau, grün, gelb – Halogenlampe 6V 30W (Ersatz).



Ausführung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Mit Fototubus und Phasenkontrast	1 Stk.	415500-0054-000	1.863,00	1.563,00

Sie wünschen die Teststellung eines Gerätes?
Rufen Sie uns an: Tel.: 025 34 / 970 161

Magnetrührer Hei-Connect



Für hohe Ansprüche mit Temperatursensor. Präzise Einstellmöglichkeit und Überwachung der Geräteparameter über das digitale Display. 800 Watt Heizleistung, Temperaturbereich Heizplatte: 20 - 300 °C, Drehzahlbereich: 100 - 1.400 1/min, Einstellgenauigkeit Temperatur ± 1 K, Regelgenauigkeit mit Sensor im Medium ± 1 K, Rührmenge 20 L. Zum Schutz vor Überhitzung schaltet ein unabhängiger Sicherheitskreis die Heizung ab, falls die eingestellte Temperatur um 25 °C überschritten wird. Verstärkter Rührmagnet für zuverlässige Mitnahme des Rührstäbchens. Separate On/Off Taste für die Heizfunktion gegen ungewolltes Aufheizen, Restwärmanzeige. Für eine vollständige Prozessdokumentation und reproduzierbare Ergebnisse. Mit Standard RS 232 Schnittstelle und Timer für Rühren sowie Heizen. Hei-Control Software im Lieferumfang enthalten.

ab
759,-



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
MR Hei-Connect	1 Stk.	505-40000-00	961,00	759,00
MR Hei-Connect mit Temperatursensor Pt 1000 (V4A)	1 Stk.	505-40081-00	1.050,00	839,00

Laborrührer Hei-TORQUE Core



Leichtgewicht für große Aufgaben. Die kompakte Bauweise ermöglicht die Integration in geschlossene Systeme wie Abzüge, Reaktoren oder Produktionssysteme. Geeignet für niedrig- bis mittelviskose Medien bis 25 L. Durch den großen Durchmesser des Spannfutters (10 mm) können auch große Rührflügel und VISCO JET® Rührwerkzeuge verwendet werden. Schnellspannfutter, Rührwerkzeugdurchführung, Drehmoment bis 40 Ncm, Drehzahlbereich bis 2.000 U/min, Viskositäten bis 10.000 mPas, Drehregler für Rotationsgeschwindigkeit, Drücken startet bzw. stoppt die Funktion, Timerfunktion, „Max“-Button für den kurzzeitigen Betrieb mit maximaler Geschwindigkeit.

mit
Rühr-
werkzeug
1.173,-



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Laborrührer	1 Stk.	501-60410-00	849,00	679,00
Rührwerkzeug VISCO JET® 120 mm (V4A)	1 Stk.	509-16120-00		494,00

Weiteres Rührwerkzeug auf Anfrage.

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht.
Lieferung frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €.

gültig vom
01.03 bis 31.05.2019

GelCompany Glasplatten

Geeignet für BIO-RAD™ MINI-PROTEAN II.

Maße	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
7,3 x 10,2 cm innen	10 Stk.	20-30-101	60,00
8,3 x 10,2 cm innen	10 Stk.	20-30-102	60,00




60,-

GelCompany Glasplatten

Geeignet für BIO-RAD™ MINI-PROTEAN III und Tetra Cell.

Maße	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
10,1 x 7,3 cm innen	5 Stk.	20-30-114	25,00
10,1 x 8,3 cm 0,5 mm Spacer	5 Stk.	20-30-115	68,00
10,1 x 8,3 cm 0,75 mm Spacer	5 Stk.	20-30-116	68,00
10,1 x 8,3 cm 1,0 mm Spacer	5 Stk.	20-30-117	68,00
10,1 x 8,3 cm 1,5 mm Spacer	5 Stk.	20-30-118	68,00




ab
25,-

GelCompany Kämmе

Geeignet für BIO-RAD™ MINI-PROTEAN III.

Maße	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
10well 0,75 mm stark	2 Stk.	20-31-211	23,00
10well 1,00 mm stark	2 Stk.	20-31-212	23,00
10well 1,50 mm stark	2 Stk.	20-31-213	23,00
15well 0,75 mm stark	2 Stk.	20-31-215	23,00
15well 1,00 mm stark	2 Stk.	20-31-216	23,00
15well 1,50 mm stark	2 Stk.	20-31-217	23,00



23,00

Elektrophoresekammer Gelco GH 202

Ideal für die schnelle Routine-Elektrophorese von DNA und RNA.
Hohe Flexibilität - unterschiedlich lange Gele im gleichen Tank möglich,
UV-durchlässige Gelträger, Gelgröße 10 x 10 cm, maximale Proben 50,
Puffervolumen 300 ml.

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Gelco GH 202 inkl.				
1 UV-durchlässige Gelgießschale,	1 Stk.	GH 202	415,00	359,00
2 Kämmе (1 mm stark, 16 Probenaschen),				
2 Gießsperrn				



359,-

Zubehör

UV-durchlässige Gelgießschale 10 x 7 cm	1 Stk.	GH2-UT7	53,00
UV-durchlässige Gelgießschale 10 x 10 cm	1 Stk.	GH2-UT10	53,00
Gießsperrn	2 Stk.	GH2-CG	53,00



53,-

Chemikalien

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
Ethidiumbromid-Lösung 1%, BioChemica, filtriert	25 ml	A1152.0025	19,95
Agarose LE	500 g	M3044.0500	146,00
Agarose LE	1 kg	M3044.1000	256,00
GelRed® in Wasser, 10.000-fach konzentriert, in Wasser	500 µl	M3199.0500	139,00



Transport und Lagerbehälter

Stapelbar. Der verwendete Rohstoff ist physiologisch einwandfrei und entspricht den Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes. Farbe weiß.

Inhalt	außen B x H x T	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
aus PP				
9 Liter	560 x 360 x 64 mm	1 Stk.	9301643	9,86
10 Liter	445 x 345 x 90 mm	1 Stk.	9301641	10,09
96 Liter	660 x 450 x 410 mm	1 Stk.	9301651	41,79
aus HDPE				
23 Liter	460 x 330 x 210 mm	1 Stk.	9301663	15,65
31 Liter	550 x 450 x 170 mm	1 Stk.	9301645	18,98
35 Liter	660 x 350 x 220 mm	1 Stk.	9301661	20,50
50 Liter	660 x 450 x 220 mm	1 Stk.	9301649	27,78



Transportwagen

Aus Edelstahl, mit 2 tiefgezogenen Borden, schalldämmend unterfüttert. Wagentragkraft 120 kg, 4 Lenkrollen Vollgummi hellgrau, davon 2 feststellbar.

Maße (B x T x H)	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
800 x 500 x 850 mm	1 Stk.	KED-610/01	325,00
900 x 600 x 950 mm	1 Stk.	KED-610/03	429,00

ab 325,-



Weitere Modelle auf Anfrage!

Transportwagen

Aus Edelstahl, mit tiefgezogenen Borden, erhöhtem Profilrand, ohne Schmutzkecken, 35 mm abgekantet mit Sicherheitsumschlag nach innen. 4 Lenkrollen davon 2 feststellbar. Ablage 800 x 500 mm, Außenmaße: (B x T x H) 895 x 595 x 949 mm. Tragkraft 80 kg.

Ausführung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
2 Platten	1 Stk.	7504001	259,00
3 Platten	1 Stk.	7504005	279,00

ab 259,00



Transportwagen clax Mobil Comfort

Robuster, vielseitig verwendbarer Transportwagen mit Feststellbremse. Per Knopfdruck einfach zusammenklappbar. Mit 2 Ladeflächen, Tragkraft gesamt: 60 kg, oberer Boden: 20 kg, unterer Boden: 40 kg, Abmessungen aufgestellt: (L x B x H): 900 x 580 x 1020 mm, zusammengeklappt: 710 x 550 x 190 mm.



Ausführung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
Wagen inkl. Klappbox	1 Stk.	139-1107	174,15
Klappbox 46 Liter	1 Stk.	9148099	17,50





Mykotoxin-Nachweis

Mykotoxine (Schimmelpilzgifte) sind sekundäre Stoffwechselprodukte aus Schimmelpilzen, die eine Mykotoxikose verursachen können. Dabei reichen bereits geringste Konzentrationen zur Entfaltung toxischer Wirkungen aus. Die Aufnahme von Mykotoxinen über verschimmelte Lebensmittel kann zu Leber- und Nierenschädigungen, Beeinträchtigungen des Immunsystems, Haut- und Schleimhautschäden etc. führen. Manche Mykotoxine können sogar Erbschäden verursachen und sind somit krebserregend. Lagerpilze, wie Aspergillus und Pencillium-Arten, wachsen bei unsachgemäßer Lagerung von Nahrungsmitteln. Typische Mykotoxin-Vertreter sind Aflatoxine. Feldpilze, wie Fusarien, können bereits im Feld oder durch Verseuchung des Ernteguts entstehen. Weitere typische Mykotoxine sind Fumonisin und Zearalenon.

„Open System“ ELISA Kits:

Für die Lebensmittelindustrie, private sowie staatliche Kontrolllaboratorien und deren Qualitätsorgane sind die folgenden hochsensitiven „open-system“ Mykotoxine ELISA Kits von sehr großer Bedeutung:



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
Aflatoxin B1	1 KIT	AB1-E01	292,50
Aflatoxin B1 RAPID*	1 KIT	AB1-E03	292,50
Aflatoxin M1	1 KIT	AM1-E01	375,00
Aflatoxin M1 RAPID*	1 KIT	AM1-E03	375,00
Aflatoxin Total	1 KIT	AFT-E01	375,00
Deoxynivalenol (DON)	1 KIT	DON-E01	345,00
Deoxynivalenol (DON) RAPID*	1 KIT	DON-E03	345,00
T2-ToxinRAPID*	1 KIT	T2T-E03	345,00
Fumonisin RAPID*	1 KIT	FUM-E03	345,00
Zearalenone	1 KIT	ZEA-E02	375,00
Zearalenone RAPID*	1 KIT	ZEA-E03	345,00
T2-Toxin RAPID*	1 KIT	OTA-E03	345,00

RAPID*: Rapid Elisa Kits haben eine Inkubationszeit von max. 20 min.



ab
292,50



Messbecher mit Henkel PP

Sehr gut durchscheinend. Ergonomischer Handgriff. Funktionaler Ausguss, daher kein Nachtropfen. Zum Autoklavieren bei 121°C empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung.

Volumen	Teilung	Höhe	blaue Graduierung		erhabene Graduierung	
			Best.-Nr.	Preis/Stk.	Best.-Nr.	Preis/Stk.
5 ml	2 ml	70 mm	40802	1,44	41002	1,18
100 ml	5 ml	80 mm	40804	1,54	41004	1,37
250 ml	10 ml	120 mm	40806	2,43	41006	2,18
500 ml	10 ml	140 mm	40808	2,78	41008	2,38
1000 ml	20 ml	181 mm	40810	3,66	41010	3,30
2000 ml	50 ml	213 mm	40812	7,05	41012	6,66
3000 ml	50 ml	242 mm	40814	9,62	41014	9,06
5000 ml	100 ml	270 mm	40816	14,17	41016	13,42



ab
1,18

Messkolben

Toleranz 1,5-fache Fehlergrenze der Klasse AS. Graduiert, mit Normschliff und austauschbarem Normschliff-PE-Stopfen.

Volumen	NS	Best.-Nr.	Preis/Stk.
50 ml	7/16	42094004	7,68
20 ml	10/19	42094020	4,68
25 ml	10/19	42094028	6,16
50 ml	12/21	42094040	5,56
100 ml	12/21	42094048	6,32
150 ml	14/23	42094056	8,56
200 ml	14/23	42094060	9,44
250 ml	14/23	42094064	8,60
500 ml	19/26	42094076	10,72
1000 ml	24/29	42094080	15,48
2000 ml	29/32	42094088	22,88




ab
4,68

Messzylinder - Glas

Standard-Messzylinder aus AR-Glas, mit Glasfuß. Klasse B, braune, absolut beständige Graduierung.

Volumen	niedrige Form		hohe Form	
	Best.-Nr.	Preis/Stk.	Best.-Nr.	Preis/Stk.
5 ml	42205006	5,28	42200006	5,64
10 ml	42205012	4,48	42200012	3,72
25 ml	42205018	3,96	42200018	3,88
50 ml	42205024	3,84	42200024	4,04
100 ml	42205030	4,48	42200030	4,04
250 ml	42205048	8,24	42200048	6,64
500 ml	42205060	14,08	42200060	12,32
1000 ml	42205066	21,76	42200066	19,64
2000 ml	42205072	43,56	42200072	35,48



ab
3,72



9,90

Elektronischer Timer und Stoppuhr

Direkte Zahleneingabe, mit Befestigungsmagnet, Ständer, Klipp und Aufhänger variable Drehzahlregelung von 500 bis 2.500 U/min..

Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis
38.2010	1 Stk.	9,90



ab 0,85

Peleus-Ball

Standard, aus Naturkautschuk, Farbe rot.

Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis	ab 10 Stk.
42580010	1 Stk.	5,00	3,95



ab 3,95

Fripa

Labor-Tücher Akito

Akito weiße, reißfeste Vielzweck-Zellstofftücher. 100 Tücher pro Box.

Maße	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk.
20 x 21 cm	1 Box	6011107	0,96	0,85




9,90

Digital Maxima - Minima

Elektronisches Thermometer mit frei einstellbarem oberen und unterem Außentemperatur-Alarmwert, Innen -10 bis + 50 °C und Außentemperatur - 50 bis +70 °C. Zum Hängen oder Stellen, 110 x 70 x 20 mm, mit 1,7 m Kabel und Batterie.

Ausführung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Stk.	ab 20 Stk.
weiß	1 Stk.	30.1024	11,00	9,90



ab 1,79

Kühlschrankthermometer

Füllung blau, 185 x 20 mm.

Temperaturbereich	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Stk.	ab 20 Stk.
- 40 bis + 50 °C	1 Stk.	Z640740	1,99	1,79

Gasbrenner Lötlampe Soudogaz X 2000 PZ

Robuste Mehrzwecklötlampe mit Piezozündung und leistungsstarkem Brenner. Die Metallglocke schützt die zum Betrieb notwendige Kartusche C 206.

mit Kartusche 36,00

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Stk.	ab 12 Stk.
Lötlampe	1 Stk.	2000026177	33,00	-
Kartusche	1 Stk.	3000002295	3,00	2,25

Stechkartusche mit Butan-/Propangasmischung im Verhältnis 80/20

