

# NEU!

# DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel  
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

## Pipettieren in 384-Well-Platten leichtgemacht!

Sie arbeiten häufig mit 384-Well-Platten und suchen nach effizienteren Pipettiermethoden? Ihre Suche hat ein Ende! Das Pipettieren im 384-Well-Format wird mit den neuen 16- und 24-Kanalpipetten und epT.I.P.S.<sup>®</sup> 384 von Eppendorf jetzt komfortabel, ergonomisch und sicher.

### Sicherheit und Reproduzierbarkeit


Die hervorragende Koaxialität der epT.I.P.S.<sup>®</sup> 384 und ihre extrem schmale Spitze sorgen für Flüssigkeitstransfer.

**Starten Sie 16 bzw. 24 Reaktionen gleichzeitig.**

### Zeitsparend


Das umständliche Pipettieren in Wells mit 8- oder 12-Kanal-Pipetten gehört der Vergangenheit an. Eine komplette 384-Well-Platte kann jetzt in nur einer Minute befüllt werden.

# eppendorf



1

Von Reagenzreservoir  
auf 384-Well-Platte



2

Von 384-Well-Platte  
auf 384-Well-Platte



3

Von 384-Well-Platte  
auf Agarosegel



Research<sup>®</sup>  
plus Pipetten  
auch als  
IVD-Produkt  
erhältlich

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis
<b>Eppendorf Research<sup>®</sup> plus</b> 16-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S. <sup>®</sup> - Box, 1 – 20 µL, perlweiß	1 Stk.	312500079	839,00
<b>Eppendorf Research<sup>®</sup> plus</b> 16-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S. <sup>®</sup> - Box, 5 – 100 µL, hellgelb	1 Stk.	312500095	839,00
<b>Eppendorf Research<sup>®</sup> plus</b> 24-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S. <sup>®</sup> - Box, 1 – 20 µL, perlweiß	1 Stk.	312500087	892,00
<b>Eppendorf Research<sup>®</sup> plus</b> 24-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S. <sup>®</sup> - Box, 5 – 100 µL, hellgelb	1 Stk.	312500109	892,00
<b>Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> plus</b> 16-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S. <sup>®</sup> - Box, 1 – 20 µL, perlweiß	1 Stk.	4861000778	1.341,00
<b>Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> plus</b> 16-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S. <sup>®</sup> - Box, 5 – 100 µL, hellgelb	1 Stk.	4861000792	1.341,00
<b>Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> plus</b> 24-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S. <sup>®</sup> - Box, 1 – 20 µL, perlweiß	1 Stk.	4861000779	1.483,00
<b>Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> plus</b> 24-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S. <sup>®</sup> - Box, 5 – 100 µL, hellgelb	1 Stk.	4861000793	1.483,00

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.12.2019.**

Diagonal GmbH & Co. KG  
Havixbecker Straße 62  
48161 Münster  
info@diagonal.de  
[www.diagonal.de](http://www.diagonal.de)

**So erreichen Sie uns:**  
Tel.: 0 25 34 / 970 216  
Fax: 0 25 34 / 970 116

## Mehr Varianten. Mehr Flexibilität.

Ab sofort sind zusätzliche Volumenvarianten der Eppendorf Pipette Research® plus und Eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus verfügbar. Somit haben Sie jetzt noch mehr Auswahl.

- **Höhere Genauigkeit und Präzision** durch das optimale Volumen.
- **Minimierung von Lagerkapazität**, da die 200 µL Tips für die 100 µL und 200 µL Pipetten verwendet werden können.

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis
<b>Eppendorf Research® plus</b> Einkanal, variabel, inkl. ep.T.I.P.S.® - Musterbeutel, 0,25 – 2,5 mL, rot (Variante: General Lab Product)	1 Stk.	3123000144	247,00
<b>Eppendorf Xplorer®</b> Einkanal, variabel, 1 – 20 µL, hellgrau	1 Stk.	4861000017	569,00
<b>Eppendorf Xplorer®</b> Einkanal, variabel, 10 – 200 µL, gelb	1 Stk.	4861000027	569,00
<b>Eppendorf Xplorer®</b> Einkanal, variabel, 0,125 – 2,5 mL, rot	1 Stk.	4861000044	569,00
<b>Eppendorf Xplorer® plus</b> Einkanal, variabel, 1 – 20 µL, hellgrau	1 Stk.	4861000710	702,00
<b>Eppendorf Xplorer® plus</b> Einkanal, variabel, 10 – 200 µL, gelb	1 Stk.	4861000720	702,00
<b>Eppendorf Xplorer® plus</b> Einkanal, variabel, 0,125 – 2,5 mL, rot	1 Stk.	4861000736	702,00

**Eppendorf Research® plus:** 8- und 12-Kanal-Version sind in der Volumengröße 120 – 1.200 µL in Kürze verfügbar.

## Eppendorf Tubes® 5 mL - neue Varianten

Die neuen Eppendorf Tubes 5.0 mL mit Schraubverschluss in DNA LoBind, Protein LoBind und Amber vervollständigen das 5.0 mL Tube Angebot.

- **Amber (Lichtschutz), steril, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei**
- **Protein LoBind, PCR clean**
- **DNA LoBind, PCR clean**



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis
<b>Eppendorf Tubes®</b> 5,0 mL, ambr, PCR clean, Lichtschutz, 200 Stück, 2 Beutel à 100 Gefäße	200 Stk.	0030122330	65,00
<b>DNA LoBind, Eppendorf Tubes®</b> 5,0 mL mit Schraubdeckel, PCR clean, 200 Stück, 2 Beutel à 100 Gefäße	200 Stk.	0030122348	61,00
<b>PROTEIN LoBind, Eppendorf Tubes®</b> 5,0 mL mit Schraubdeckel, PCR clean, 200 Stück, 2 Beutel à 100 Gefäße	200 Stk.	0030122356	83,00



## SmartExtender - komfortables zusätzliches Inkubationstool

Sie haben bereits einen Eppendorf ThermoMixer® und würden gerne mit einer zweiten Temperatur gleichzeitig inkubieren? Dann gibt es jetzt eine perfekte Ergänzung. Der Eppendorf SmartExtender\* bietet ein komfortables Inkubationswerkzeug, das einfach als Ergänzung zu Ihrem vorhandenen Eppendorf SmartBlock™ und dem Eppendorf ThermoMixer® C und Fx sowie Eppendorf ThermoStat® C eingesetzt werden kann. Somit haben Sie jetzt noch mehr Auswahl.

- **12 zusätzliche Plätze** für 1,5 und 2 mL Tubes für separates Temperieren ohne Mixfunktion
- **Unabhängige Temperaturkontrolle**  
Heizen, 3° C über RT bis 110 °C
- **Mit allen SmartBlocks kompatibel**

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis
SmartExtender, 1,5 mL	1 Stk.	5322000008	700,00

\*Firmware-Update erforderlich (Software Version 3.0.0).



## Neue Gefäßhalter für den MixMate®

Der MixMate ist ein 3-in-1-Mischer für Platten, Reaktionsgefäße und Vortexmischen. Mit diesem Hochgeschwindigkeitsgerät werden Ihre Proben garantiert in Sekunden gründlich durchmischt. Herausragende 2<sup>nd</sup> Mix-Control sorgt für optimale Durchmischung mit Anti-Spill-Technologie.

- High-Speed-Mischer (3.000 rpm) für schnelles und effektives Durchmischen kleiner Volumina in allen gängigen Laborgefäßen bis 50 mL
- Eine planare Mischbewegung (2<sup>nd</sup> Mix-Control) sorgt für kontrolliertes Mischen und reproduzierbare Mischergebnisse in Sekunden
- Anti-Spill-Technologie für kontrollierte Mischbewegungen ohne Deckelbenetzung und Kreuzkontamination
- **Neu:** 5 verschiedene Gefäßhalter (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 25/50 mL, PCR-96-Well-Platten) für hohe Gefäßflexibilität




Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis
<b>Gefäßhalter 0,5 mL</b> , für 24 × 0,5-mL-Reaktionsgefäße	1 Stk.	5353040121	90,00
<b>Gefäßhalter 1,5/2,0 mL</b> , für 24 × 1,5-mL- oder 2,0-mL- Gefäße	1 Stk.	5353040130	90,00
<b>Gefäßhalter 5/15 mL</b> , für 8 konische 5/15-mL-Gefäße	1 Stk.	5353040148	90,00
<b>Gefäßhalter 25/50 mL</b> , für 4 konische 25/50-mL-Gefäße	1 Stk.	5353040156	90,00
<b>Gefäßhalter PCR 96</b> , für 96 × 0,2 mL-PCR-Gefäße, PCR-Streifen oder 1 × 96-Well-PCR-Platte, semi-skirted oder unskirted	1 Stk.	5353040113	90,00

**NEU**  
von  
**eppendorf**

**DIAGONAL**  
Ihr Laborfachhandel  
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

## Perfekter Sitz mit innovativen epT.I.P.S.<sup>®</sup> 384 mit SOFTattach-Technologie

Die neuen Eppendorf epT.I.P.S. 384 jetzt mit elastischen Verformungsnuten. Hierdurch können sich die Spitzen beim Aufstecken im Bereich des Konus so dehnen, wie es für einen perfekten Sitz erforderlich ist.



Auch als  
IVD-Produkt  
erhältlich

- **Hervorragende Passform und Dichtigkeit der Spitzen**
- **Reduzierter Kraftaufwand beim Aufsetzen und Abwerfen der Spitzen**

**eppendorf**

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis
epT.I.P.S. <sup>®</sup> 384 Reloads, PCR clean, 0,1 – 20 µL, 42 mm, perlweiß, farblose Spitzen, 3.840 Tips (10 Trays × 384 Tips)	3.840 Stk.	0030076001	480,00
epT.I.P.S. <sup>®</sup> 384 Reloads, PCR clean, 0,5 – 100 µL, 52.8 mm, hellgelb, farblose Spitzen, 3.840 Tips (10 Trays × 384 Tips)	3.840 Stk.	0030076010	480,00
epT.I.P.S. <sup>®</sup> 384 Set, Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µL, 42 mm, perlweiß, farblose Spitzen, 1.920 Tips (5 Trays × 384 Tips), 1 Mehrwegbox	1.920 Stk.	0030076028	245,00
epT.I.P.S. <sup>®</sup> 384 Set, Eppendorf Quality™, 0,5 – 100 µL, 52.8 mm, hellgelb, farblose Spitzen, 1.920 Tips (5 Trays × 384 Tips), 1 Mehrwegbox	1.920 Stk.	0030076036	245,00
epT.I.P.S. <sup>®</sup> 384 Reloads, Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µL, 42 mm, perlweiß, farblose Spitzen, 3.840 Tips (10 Trays × 384 Tips)	3.840 Stk.	0030076044	432,00
epT.I.P.S. <sup>®</sup> 384 Reloads, Eppendorf Quality™, 0,5 – 100 µL, 52.8 mm, hellgelb, farblose Spitzen, 3.840 Tips (10 Trays × 384 Tips)	3.840 Stk.	0030076052	432,00

**Fordern Sie jetzt Ihr individuelles Angebot an.**

**ute.brueggkamp@diagonal.de**

Frau Ute Brüggkamp berät Sie telefonisch unter

**0 25 34 / 970 218**

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.12.2019.**

Diagonal GmbH & Co. KG  
Havixbecker Straße 62  
48161 Münster  
info@diagonal.de  
**www.diagonal.de**

**So erreichen Sie uns:**  
**Tel.: 0 25 34 / 970 216**  
**Fax: 0 25 34 / 970 116**