



Rotationsverdampfer Hei-VAP Core Handlift-Modell mit beschichtetem G3 Vertikalkühler

- Ausgestattet mit den bewährten Details wie Kolbenklemme Easy-Clip, patentierter Dampfdurchführung, Liftanschlag, universellem 5-Liter-Heizbad, vielfältigem Glaszubehör u.v.m.
- Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der aktuellen Werte und Taste für das Einblenden der Set-Werte
- Zum Schutz der Elektronik ist das Bedienpanel nach IP 42 spritzwassergeschützt
- Direkter Zugriff auf Rotation und Heizbad durch separate Dreh-Drückregler mit Aktivitätsanzeige durch LED-Licht
- Sperrfunktion der Werte um ein ungewolltes Verstellen oder Übertemperatur zu vermeiden
- Restwärmewarnung bei > 50 °C
- Standby-Taste stoppt alle Funktionen
- Ergonomische Griffe für den sicheren Halt, auch beim Ausgießen
- Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20 °C bis 80 °C
- Fettfreie Glassätze durch innovative Dichtungstechnik
- Belüftungskappe mit PTFE-Inlett ohne Schlißverbindung Ventil mit Nachfüllfunktion optional erhältlich
- Dank optionaler Kabelverlängerung kann das Bedienteil auch außerhalb geschlossener Laborabzüge angebracht werden

Geräte-
vorführungen
gewünscht ?
Rufen Sie uns an!
025 34/970 161



2.699,-

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
1 Stk.	571-01310-00	3.380,00	2.699,00

Rein- und Reinstwassersystem ELGA VEOLIA PURELAB flex 2/3

Mehrfach ausgezeichnetes Rein- und Reinstwassersystem zur Wand- oder Tischmontage. Produziert je nach Bedarf Typ I, Typ II oder Typ III Wasser mit einer Fließrate von bis zu 2 l/min. Automatische Volumenregelung, Echtzeit-Überwachung des TOC-Gehalts, intuitiv und besonders bequem zu bedienen.

Die Modelle 1 und 2 benötigen vorbehandeltes Wasser und sind für einen Tagesbedarf von mehr als 10 Litern konzipiert.

Das Modell 3 ist mit einer integrierten Umkehrosmosemembran ausgestattet und wird mit Trinkwasser gespeist.

ab
5.142,-



Artikel	Typische Applikationen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
PURELAB flex 2	Spurenanalytik, HPLC ICP-MS, IC	1 Stk.	FPCCKSP204654-Paket	6.428,00	5.142,00
Inkl. Erstausrüstung, bestehend aus: Druckminderer, Aufbereitungskartusche und Mikrofilter (Beispielkonfiguration)					
PURELAB flex 3	Spurenanalytik, HPLC ICP-MS, IC	1 Stk.	PF3XXXXM1-Paket	6.436,00	5.148,00
Inkl. Erstausrüstung, bestehend aus: Aufbereitungskartusche und Mikrofilter (Beispielkonfiguration)					

Beide Systeme sind bei Verwendung des Biofilters ebenso für die Anwendungen in der Zellkultur, Molekularbiologie und Genetik geeignet. Fragen Sie nach weiteren Konfigurationen entsprechend Ihrem individuellen Bedarf.

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gültig vom
01.06 bis 31.08.2019



Produkt	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis / Einzelgebinde
Methanol >99,9, p.a., für die HPLC, gradient grade	4 x 2,5 L	47709219	9,99
Methanol, p.a.	4 x 2,5 L	43560020	9,99
Aceton reinst, Pharma-Qualität	5 L	40021742	19,99
Ammoniak 25% reinst, Pharma-Qualität	5 L	43128363	19,99
Ammoniumeisen(II)sulfat-Hexahydrat, p.a.	1 kg	40001715	19,99
Dichlormethan, stabilisiert mit 20 ppm Amylen, p.a.	2,5 L	40021321	19,99
Natronlauge 10%, technisch	10 L	40030009	19,99
Natronlauge 32 %, technisch	10 L	40029940	19,99
Natronlauge 32 %, p.a.	2,5 L	49600050	19,99
Salpetersäure 65 %, p.a.	2,5 L	40010577	19,99
Schwefelsäure 96 %, p.a.	1 L	40023901	19,99
Acetonitril, für die HPLC, gradient grade	4 x 2,5 L	42200097	29,99
EDTA-Dinatriumsalz-Dihydrat, p.a.	1 kg	41010310	29,99
Essigsäure 99,8 %, p.a.	2,5 L	42009450	29,99
Natriumchlorid 99,5%, p.a.	5 kg	40025434	29,99
Schwefelsäure 75 %, p.a.	2,5 L	40026809	29,99
Vitamin B12, für die Mikrobiologie	100 g	42022103	29,99
Wasserstoffperoxid 35% reinst, stabilisiert mit Entgasungsverschluss	5 L	40023362	29,99
n-Hexan 95%, p.a.	2,5 L	40008034	39,99
ortho-Phosphorsäure 85%, p.a.	2,5 L	49600058	39,99
Chloroform stabilisiert mit ca. 50 ppm Amylen, p.a.	2,5 L	40021678	49,99
Kaliumhydroxid-Plätzchen 85%, p.a.	5 kg	43128089	49,99
Kaliumiodid, p.a.	1 kg	42845300	49,99

Peha-soft® Handschuhe Nitril fino

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus besonders weichem, lila gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch, besonders reißfest und sicher; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

9,95



Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
XS	150 Stk.	942195/4	14,34	9,95
S	150 Stk.	942196/4	13,04	9,95
M	150 Stk.	942197/4	13,04	9,95
L	150 Stk.	942198/4	13,04	9,95
XL	150 Stk.	942199/4	13,04	9,95

Sterillium® Gel pure

Händedesinfektions-Gel, farbstoff- und parfümfrei, wirkt bakterizid, levurozid, fungizid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) sowie Rotavirus und murines Norovirus. Mit vormontierter Dosierpumpe.

- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei

9,-



Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
1000 ml	981454/0	11,81	9,00

Baktolan® protect + pure

Innovative Wasser-in-Öl-in-Wasser (W/O/W) Lotion zum Schutz vor wässrigen Lösungen und gleichzeitiger regenerierender Pflege für rissige, stark beanspruchte Haut.

- farbstoff- und parfümneutral
- keine Beeinträchtigung der Genusstauglichkeit von Lebensmitteln (HACCP bewertet)
- frei von Silikon- und Konservierungsmitteln
- ohne Parabene

ab 6,95



Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
100 ml	981137/1	7,89	6,95
350 ml	981182/2	11,89	9,15

CleanSafe extra touchless/touchless

Berührungsloses Überkopf-Spendersystem für kollabierbare, 1000 ml CleanSafe Flaschen mit vormontierten Pumpen zum Einmalgebrauch.

Inkl. Befestigungsmaterial, Batterien, Montage und Bedienungsanleitung.

49,-

119,95



Ausführung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
Edelstahl	1 Stk.	981446/0	139,00	119,95
Kunststoff	1 Stk.	981444/0	55,00	49,00

Baktolin® pure

Milde, parfüm- und farbstofffreie Waschlotion mit guter Hautverträglichkeit für normale Haut.

- reinigt mit einer milden Formel
- hautneutraler pH-Wert
- enthält hautmilde Tenside
- geeignet auch für empfindliche Haut
- parfüm- und farbstofffrei
- ohne Parabene

ab 1,81



Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
500 ml	981328/1	2,13	1,81
1000 ml	981329/1	3,73	3,17
5000 ml	981330/1	18,53	15,75

Bacillol® AF

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände. Rückstandsfrei. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adeno-, Palyoma- u. Rotavirus.

ab 4,48

- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- rückstandsfreie Auftrocknung
- aldehyd- farbstoff- und parfümneutral
- gute Benetzung

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
500 ml	973385/3	5,27	4,48
1000 ml	973380/3	9,13	7,70
5000 ml	973389/4	41,99	35,70



**Biozidprodukte
Vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett
und Produktinformationen lesen.**



DURAN® YOUTILITY Laborflasche

Die speziell geformten Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche ermöglichen eine leichtere und sichere Handhabung. Das optimierte Gewinde erlaubt ein schnelleres Öffnen und Schließen und ist vollständig kompatibel zu gängigen DIN GL 45 Verschlüssen und Zubehör. Die schlankere Flaschenform ermöglicht eine optimale Raumnutzung z.B. in Autoklaven und Laborkühlschränken. Die vordefinierte Beschriftungsfläche zur Platzierung von Etiketten sowie die leicht ablesbare Volumenskala mit dem Nominalvolumen unterstützen die Anwenderfreundlichkeit. **Lieferung als Komplettsystem inklusive Ausgießring und GL 45 Schraubkappe aus PP.**



ab **5,15**



Dispensette® S Analog

Der Flaschenaufsatz-Dispenser kombiniert bewährte Technik mit innovativen Ideen und macht das Dosieren sicherer und angenehm leicht. Neue Dosierkanüle. Neues Ventilsystem – alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe. Das erleichtert die Reinigung und die Vorbereitung zum Autoklavieren. Schnelleres Entlüften durch verbesserte Strömungstechnik. Sichere Volumenfixierung durch innenliegende Zahnleiste. Ausführung ohne Rückdosierventil.



ab **215,-**

Volumen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
125 ml	1 Stk.	21 881 28 54	6,86	5,15
250 ml	1 Stk.	21 881 36 53	7,65	5,74
500 ml	1 Stk.	21 881 44 52	9,51	7,13
1000 ml	1 Stk.	21 881 54 57	13,44	10,08

Mindestabnahme 4 Stk.

Volumen	Teilung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
0,1 - 1,0 ml	0,02 ml	1 Stk.	4600100	215,00
0,2 - 2,0 ml	0,05 ml	1 Stk.	4600120	215,00
0,5 - 5,0 ml	0,1 ml	1 Stk.	4600130	215,00
1,0 - 10 ml	0,2 ml	1 Stk.	4600140	215,00
2,5 - 25 ml	0,5 ml	1 Stk.	4600150	283,00
5,0 - 50 ml	1,0 ml	1 Stk.	4600160	311,00
10 - 100 ml	1,0 ml	1 Stk.	4600170	489,00

DURAN® YOUTILITY Bottle Tag

Die GL 45 Bottle Tags aus Silikon eignen sich zur eindeutigen Unterscheidung und Identifikation von Laborflaschen. Passend für alle DIN GL 45 Flaschenhälse.

ab **1,05**



Farbe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
rot	1 Stk.	29 243 28 18	1,28	1,05
orange	1 Stk.	29 243 28 26	1,28	1,05
gelb	1 Stk.	29 243 28 34	1,28	1,05
grün	1 Stk.	29 243 28 42	1,28	1,05
blau	1 Stk.	29 243 28 59	1,28	1,05
lila	1 Stk.	29 243 28 67	1,28	1,05
schwarz	1 Stk.	29 243 28 75	1,28	1,05
weiß	1 Stk.	29 243 28 83	1,28	1,05
2 pro Farbe	16 Stk.	29 243 29 04	20,48	16,38

Mindestabnahme 20 Stk.



Einmalpipetten

Steril und pyrogenfrei. Einzeln in Papier/Plastik-Verpackung. Eine speziell ausgeformte Spitze verhindert auch bei größeren Volumina das Nachtropfen.



ab **33,-**

DURAN® TILT Medienflasche

Die DURAN® TILT Flasche mit DIN-Gewinde GL 56 ist die einzige Zellkulturmedien-Flasche, die in zwei Positionen verwendet werden kann: Aufrecht stehend für Filtersterilisation oder Aufbewahrung und um 45° gekippt zum einfachen Pipettieren. Sie eignet sich besonders für das Arbeiten mit Zellkulturen unter sterilen Bedingungen in Biosicherheitsbänken und Reinluftlauben.

ab **9,60**



Volumen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
500 ml	1 Stk.	21 891 44 59	12,80	9,60

Mindestabnahme 4 Stk.

Volumen	Länge	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	ab 5 Pack.
1 ml	277 mm	1000 Stk.	604181	103,00	95,00
2 ml	277 mm	1000 Stk.	710180	109,00	99,00
5 ml	341,5 mm	1000 Stk.	606180	38,00	33,00
10 ml	343 mm	200 Stk.	607180	38,00	33,00
25 ml	343 mm	200 Stk.	760180	68,50	62,00
50 ml	343 mm	100 Stk.	768180	71,90	66,00



MD 100 und MD 200 Photometer

MD 100 Handheld-, MD 200 kompaktes Benchtopgerät. Driftfreie Resultate durch Interferenzfilter, langzeitstabile LEDs, ergonom. Design, kompakte Abmessungen, sichere Handhabung, autom. Speicherung der letzten 16 Datensätze, Scroll Memory, Nullabgleich (One Time Zero), autom. Abschaltung, beleuchtetes Display, Wasserdicht analog IP68.

Erhältlich als Ausführung mit 1-6 Parametern.

Wählbare Parameter: Alkalität -M, Brom, Chlor, Chlordioxid, CSB, Cyanursäure, DEHA¹, Eisen, Fluoride¹, Harnstoff, Härte Calcium, Härte gesamt¹, Hydrazin¹, Kupfer, Mangan¹, Molybdat¹, Ozon¹, Phosphat¹, pH-Wert, Säurekapazität Ks4.3², Silikat¹, Sulfat¹, Wasserstoffperoxid², Zink¹

¹ = nur MD 100 ² = nur MD 200

ab 368,-



ab 469,-

Table with 6 columns: Produkt, Pack.-Gr., Best.-Nr., Preis, Aktionspreis. Rows include MD 100, MD 100 2 in 1, MD 100 6 in 1, MD 200 3 in 1, MD 200 6 in 1.



ab 3.650,-

Spektralphotometer XD7000 VIS und XD7500 UV-VIS

Systemphotometer für die Wasser- und Umweltanalytik. Beide Spektralphotometer bieten: 150 vorprogrammierte Methoden, Auswahl auch über Barcodeerkennung, 100 Anwenderprogramme, 20 Anwenderprofile, Küvettenerkennung, Multi-Küvettenstschacht (Rund: 16, 24 mm Rechteck: 10, 20, 50 mm), Anschlüsse: Ethernetanschluss, USB B, USB A (für externe Speicher, Tastatur, Barcode-Leser (extern) und PCL compatible Drucker). Optisches System: Gitter-Monochromator mit Referenzstrahl-Optik und Strahlteiler hinter Austrittsspalt. Messungen: Konzentration, Einzel- und Multiwellenlängen Messungen von Absorption und % Transmission, Kinetik und Spektren.

Table with 6 columns: Produkt, Wellenlänge, Licht, Pack.-Gr., Best.-Nr., Preis. Rows include XD7000 VIS, XD7500 UV-VIS.

Dipslides

Für die semiquantitative Bestimmung aerober und anaerober Bakterienpopulationen, darunter auch Legionellen - in Industriebässern und Erholungsgewässern sind Dipslides gut geeignet für kostengünstige Trendanalysen. Wichtig ist die korrekte Verwendung und Inkubation bei konstanter Temperatur z.B. mit dem Lovibond® Inkubator DI 10 für Dipslides. Die Lieferung erfolgt in Kartons zu je 10 Dipslides. Die Haltbarkeit beträgt 6 Monate. Die Quantifizierung der Ergebnisse erfolgt durch Vergleich mit einer Standard-Dichtekarte oder über die LOVIBOND Dipslide-App.

Table with 4 columns: Produkt, Pack.-Gr., Best.-Nr., Preis. Rows include D001 TTC/TTC - Total Viable Count (TVC), D002 TTC/MALT - Hefen, Schimmelpilz, Pilze & TVC, D003 TTC/MALT - Hefen, Schimmelpilz, Pilze & TVC, D004 TTC/MAC - coliforme Keime & TVCr, D005 TTC/E.COLI - E.coli/ coliforme Bakterien & TVC, D006 PDM/MAC - Pseudomonas species & coliforme K., D007 TTC/PDM - Pseudomonas species & TVC, D008 SRB - Sulfatreduzierende Bakterien, D009 NRB - Nitritreduzierende Bakterien, D011 R2A/R2A - TTC Trinkwasser.



ab 18,50



ab 1.600,-

Thermostatschranke TC-Serie

Temperaturbereich 2 °C bis 40 °C, Temperatur lässt sich in 0,1 °C Schritten anwählen, innenliegende Steckdosen, eingebaute Temperatur-Regeleneinheit erfüllt die EMC-Directive gem. IEC 61326. Hocheffiziente Komponenten und eine verstärkte Isolierung sorgen für niedrigen Energieverbrauch.

Table with 6 columns: Produkt, Volumen, Pack.-Gr., Best.-Nr., Preis, Aktionspreis. Rows include TC 140 Glastür, TC 256 Glastür, TC 135 Stahltür, TC 255 Stahltür, TC 445 Stahltür.

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Gültig bis 31.08.2019.

wilab@diagonal.de

Bestell-Hotline 0 25 34 / 970 161

Reinigungsmittel Laborglasreinigungsgerät



Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster



GRATIS!
Zubehör im Wert von 850,-



Laborglasreinigungsgerät Modell PG 8583


ab
5.395,-

- Standgerät, unterbaubar in eine Arbeitszeile
- Je nach Ausstattung 1 bis 2 integrierte Dosierpumpen für flüssige Prozesschemikalien
- Komfortable Trocknungsunterstützung EcoDry
- Außenverkleidung auf Wunsch in Weiß (AW) oder Edelstahl (AE)
- Prozessdokumentation optional nach Kundenwunsch per Software (mit Ethernet-Modul) oder USB-Lösung/Drucker (mit RS232-Modul)
- AD-Wasseranschluss
- Breite 60 cm


Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
Gehäuse weiß, Pulverdosierung	1 Stk.	62.8583.01	5.395,00
Gehäuse weiß, Flüssigdosierung	1 Stk.	62.8583.02	5.650,00
Gehäuse Edelstahl, Pulverdosierung	1 Stk.	62.8583.03	5.680,00
Gehäuse Edelstahl, Flüssigdosierung	1 Stk.	62.8583.04	5.925,00

Zubehör für Modell PG 8583


Aus dem umfangreichen Zubehör hier eine kleine Auswahl. Gern beliefern wir Sie auch mit weiterem Zubehör.



A 861 Haltegitter 3x6




A 101 Oberkorb / Lafette



A 150 Unterkorb / Module



A 301/5 Modul / Laborglas 3x6



A 303 Modul / Pipetten



neodisher® LaboClean A8

Alkalischer Spülmaschinenreiniger mit stark schaumdämpfenden Eigenschaften, pulverförmig.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
10 kg	410276	55,00
25 kg	410266	135,00

ab
55,-



neodisher® LaboClean FLA

Intensivreiniger in tensidfreier Einstellung, speziell zur Reinigung von Laborglas. Enthält keine Phosphorverbindungen und Oxidationsmittel.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
5 L	411233	28,00
10 L	411230	53,00
25 kg	411226	91,00

ab
28,-



neodisher® Z

Flüssiges, saures Neutralisationsmittel auf Basis organischer Säuren, frei von Tensiden, Phosphaten und stickstoffhaltigen Komplexbildnern. Zur Neutralisation nach Verwendung mildalkalischer Reiniger.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
5 L	420233	35,00
10 L	420230	71,00

ab
35,-

neodisher® MA

Mildalkalischer, materialschonender Reiniger für Glas, Edelstahl, Instrumentenstahl, Reinaluminium, Aluminium-Magnesium-Legierungen und Kunststoffgeräte. Frei von oxidativen Zusätzen, schaumdämpfend.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
10 kg	410776	57,00

ab
57,-

neodisher® N

Saures Reinigungs- und Neutralisationsmittel auf Phosphorsäurebasis, Frei von Tensiden.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
5 L	420133	39,00
12 kg	420130	65,00

ab
39,-

neodisher® LaboClean FT

Alkalischer Reiniger speziell für den Bereich Mikrobiologie und zur Reinigung von Glaswaren für Zell- und Gewebekulturen. Frei von Tensiden.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
5 L	410033	38,00
12 kg	410030	60,00

ab
38,-

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.08.2019.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.