

Angebote

September – Dezember 2019

DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Hygienekontrolle

SystemSURE Plus™


Seit mehr als einem Jahrzehnt ist dieses Gerät das weltweit bestverkaufte ATP Hygiene Monitoring System. Kleines, Leichtgewicht-Handgerät. Modernste Photodiode-Technologie, AA Batterie Stromversorgung für bis zu 3000 Tests. Integriertes System, PC-Anschluss, einfache Handhabung, Menüstruktur über die Tastatur. Ergebnis in nur 15 Sekunden.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Angebotspreis
1 Stk.	SSPLUS	1.141,00	918,00

918,-



NEU!



EnSURE™ TOUCH-ATP-Hygieneüberwachung

- Fortschrittliche Fotodiodentechnologie und einzigartige chemische Eigenschaften für maximale Empfindlichkeit und Nachhaltigkeit
- Funktioniert wie ein Smartphone
- USB- oder WLAN-Synchronisierung möglich
- Unterstützt mehrere Sprachen
- Reaktiver, 12,5 cm großer Touchscreen, bruchfest
- Fernausbildung Ihrer Teams mittels eingebauter Bildschirmteilung
- Eingebauter 'Tilt-Sensor' für genauere Messungen
- Automatischer Stand-by-Modus für kluge Akkuverwaltung
- Simulation von RLU-Werten von Konkurrenten

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Einführungspreis
1 Stk.	ETOUCH	1.499,00	1.199,00

1.199,-

Beide
Geräte jetzt
14 Tage
gratis testen.
Rufen Sie
uns an!

Ultrasnap Test

ATP Probenentnahme Testbesteck, in Kugelschreibergröße, einfach zu verwenden, klein und umweltfreundlich.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Angebotspreis	ab 3 Pack
1 Stk.	US2020	294,00	275,00	244,00



ab
244,-

Gefahrstofflagerung und Handling *asecos*

SL-LINE Säuren- und Laugenschränke

Zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe

- Korrosionsbeständige, langlebige Bauweise mit getrennten Lagerkammern
- Korrosionsbeständige Ausstattung - perfekt anpassbar auf Klein- oder Großbinde
- Mit separater Flusssäure-Box

Artikel	Maße (außen) mm	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Angebotspreis
Hochschrank	B1197 x H1965 x T603	1 Stk.	30606-005-37224	3.158,50	2.677,00

Laborweiß (RAL 9016), Türen abschließbar, getrennte Entlüftung der Lagerkammern, ein Abluftstutzen im Dachbereich. Ausstattung: 1 Flusssäurebox plus 4 Tablarauszüge, rechts 5 Tablarauszüge (Werkstoffplatte PP grau)



K-LINE Kombi-Sicherheitschränke Typ 90

Der 3 in 1 Kombi-Schrank zur Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in mehreren, hermetisch getrennten Lagerkammern.

- Tür und Schublade abschließbar, arretieren in jeder Position
- Schublade selbstschließend im Brandfall
- Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW50) an technische Abluft über einen Stutzen

Wir beraten
Sie gern unter
02534 970 218
Oder mailen
Sie uns Ihre
Anfrage.

Weitere
Ausstattungen
möglich!

Artikel	Maße (außen) mm	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Angebotspreis
Unterschrank	B1402 x H601 x T 502	1 Stk.	30358-001-30360	1.988,00	1.689,00

Lichtgrau (RAL7035), 1 Schublade (Stahlblech pulverbeschichtet), rechts 2 Tablarauszüge (Werkstoffplatte/PP)



Alle Preise in € zzgl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

gültig vom
15.9. bis 20.12.2019

Blottingpapier

Empfohlen für Blotting-Methoden mit Gelen.
Für Southern, Northern und Western Blots sowie Semidry Blots.

Größe	Stärke	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
46 x 57 cm	0,4 mm	100 Bögen	40011703	149,00
58 x 60 cm	0,4 mm	100 Bögen	40029266	159,00
58 x 60 cm	0,8 mm	50 Bögen	40001535	159,00
58 x 60 cm	1,2 mm	25 Bögen	40029038	129,00

ab
129,-



Transfermembranen

Für die Immobilisierung von Proteinen und Nukleinsäuren.

Porengröße	Material	Rollenmaße	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
0,22 µm	NC	30 cm x 3 m	1 Stk.	43128502	159,00
0,45 µm	NC	30 cm x 3 m	1 Stk.	43128317	159,00
0,45 µm	PVDF	30 cm x 3 m	1 Stk.	43128318	159,00

159,-



PCR-Einzel-Tubes

0,2 ml PCR-Gefäße mit anhängendem Deckel. Extra dünne gleichmäßige Wandstärke für optimalen Wärmetransfer und kurze Zykluszeiten. Aus hochwertigem Polypropylen, DNase, RNase- und DNA-frei. Autoklavierbar bei 121 °C.

Volumen	Ausführung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
0,2 ml	gewölbter Deckel, farblos	1000 Stk.	781300	33,00
0,2 ml	flacher Deckel, farblos	1000 Stk.	781305	33,00

33,-



Geloader Spitzen

Passend für folgende Pipetten: Gilson®, Pipetman®, Eppendorf®, Socorex®, Biohit®, Finn®, Volac®, Rainin®, Exaliber®

Volumen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	ab 2 Pack.
200 µl	1000 Stk.	10-00514	55,00	48,00

ab
48,-




Agarosegelelektrophorese

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	ab 6 Pack.
Agarose LE	500 g	M3044.0500	146,00	119,95
Borsäure	1 kg	40008080	29,60	18,90
Glycerin wasserfrei	1 L	A1123.1000	27,30	–
Glycerin, für die Molekularbiologie	1 kg	A1067.1000	28,30	–
Tris ultrapure	1 kg	A1086.1000	49,50	–
Gel Red® in Wasser	500 µl	M3199.0500	139,00	–

ab
119,95

Trennschärfe der Genaxxon Standardagarose



Synthetic 1 kb DNA ladder separated on GenAgarose LE gel in TBE buffer:
A = 0,75 % B = 1,0 % C = 1,25 %



FiveGo™ METTLER TOLEDO

Der einfache Einstieg ins mobile Messen: Intuitiv, kompakt und sicher. Dank Ihres ergonomischen Designs gestaltet sich die Arbeit mit den tragbaren Five-Go-Messgeräten äußerst bequem – sowohl bei großen als auch kleinen Händen. Da es laut IP67-Schutzklasse wasserdicht ist, eignet sich das FiveGo selbst für nasse und anspruchsvolle Umgebungen.



ab **379,-**

Artikel	Messparameter	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
Five Go F2 Standard Kit Einschließlich LE438 (Plastikelektrode mit eingebautem Temperaturfühler) und Pufferbeutel	pH	1 Stk.	30266889	502,00	379,00
Five Go F3 Standard Kit Einschließlich Elektrode LE703, Elektrodenclip, Trageschleife und je 2 Beutel Kalibrierlsg. 1413 µS/cm und 12,88 µS/cm	Leitfähigkeit	1 Stk.	30266888	548,00	399,00
Five Go F4 Field Kit Einschließlich Sensor 621 und Transportkoffer	Sauerstoff	1 Stk.	30266886	791,00	555,00

Temperaturmessgerät testo 925 *Be sure. testo*

Das Einkanal-Temperatur-Messgerät ist für den Anschluss von schnellen und zuverlässigen Thermoelement-Fühlern Typ K geeignet. Ein akustischer Alarm informiert bei Grenzwertüberschreitungen.

Hinweis: Zum Betrieb des Gerätes wird ein externer Fühler benötigt.

79,-



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
testo 925 Gerät inklusive Batterie und Kalibrier-Protokoll.	1 Stk.	0560 9250	88,00	79,00
Tauch- / Einstechfühler, wasserdicht	1 Stk.	0602 1293	38,00	32,00

Digitales Thermometer

Widerstandsfähiges, wassergeschütztes und unempfindliches elektronisches Thermometer für die schnelle Temperaturanzeige. Universell einsetzbar. Messbereich: -50 bis +200 °C. Auflösung 0,1°C von -19,9 bis +199,9 °C. Genauigkeit +/- 1°C von -20 bis +120 °C, Edelstahlsonde mit Einstechspitze 125 x 3,5 mm.

19,90



Artikel	Maße	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
Maxi Pen	230 x 20 mm	1 Stk.	E905190	26,46	19,90

Refraktometer



Mobil im Einsatz und tausendfach bewährt. Besonders einfach in der Handhabung, sehr robust und batteriefrei.

- Geringe Größe für den mobilen Einsatz
- Automatische Temperaturkompensation
- Gut aufgelöste Skalenbereiche
- Einfache Kalibrierung und Justierung

89,-



Anwendung	Skala	Messbereich	Messgenauigkeit	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
Zuckergehaltsbestimmung in Obst, Trauben, Säften, Gemüse, Lebensmitteln und Kühlerflüssigkeiten	Brix	0-32 % Brix	± 0,2 % Brix	1 Stk.	HRB32-T	99,00	89,00

Probenbecher

125 ml-Becher aus PP, mit farbigen Schraubverschlüssen aus PP.
Dicht schließend mit Innenlippe. Graduiert bis 100 ml.

Unsteril Schraubverschluss

Farbe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
weiß	500 Stk.	10-21000	35,00
blau	500 Stk.	10-21010	35,00
rot	500 Stk.	10-21020	35,00
gelb	500 Stk.	10-21030	35,00
grün	500 Stk.	10-21040	35,00

Steril, verpackt zu 10 x 20 Stk. Schraubverschluss

Farbe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
weiß	200 Stk.	10-21050	17,95
blau	200 Stk.	10-21060	17,95
rot	200 Stk.	10-21070	17,95
gelb	200 Stk.	10-21080	17,95
grün	200 Stk.	10-21090	17,95

steril
200 Stk.
17,95

unsteril
500 Stk.
35,-



200 ml-Becher aus PP, mit rotem / weißem Schraubverschluss aus PP.

Ausführung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
mit rotem Schraubverschluss			
steril, einzeln verpackt	250 Stk.	10-00684	69,90
steril	300 Stk.	10-00682	61,00
mit weißem Schraubverschluss			
unsteril	300 Stk.	10-00680	49,00
steril	300 Stk.	10-01600	59,00

unsteril
300 Stk.
49,-



steril
300 Stk. ab
61,-



ab
1,29*

Eimer

Die runden Eimer sind die bewährte Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit für flüssige und feste Stoffe. Sie sind aus lebensmittelechten Stoffen gefertigt, wodurch sie sich optimal für die Bevorratung von Nahrungsmitteln eignen. Ausführung mit Deckel und Kunststoffbügel.

Volumen	Best.-Nr.	Anzahl im Umkarton	Einzelpreis pro Eimer	Einzelpreis* im Umkarton
3,8 Liter	ER3,8-200+DK	108 Stk.	1,58	1,29
5,6 Liter	ER5,6-226+DK	64 Stk.	2,34	1,85
10,8 Liter	ER10,8-267+DK	32 Stk.	3,18	2,54
20,0 Liter	ER20-326+DK	13 Stk.	5,56	4,44

* Dieser Preis gilt pro Stück nur bei Abnahme eines kompletten Umkartons.
Bei Bestellung unbedingt Eimeranzahl angeben!

Whirl Pak® Probenbeutel

Steriler Probebeutel mit praktischem, saugfähigem, sterilem Schwamm-Probenehmer.

Volumen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
532 ml	100 Stk.	B01245WA	91,00
710 ml	50 Stk.	B01475WA	119,00

ab
91,-



Allgemeine Laborgeräte



DIAGONAL



159,-

Mini-Vortexmischer



Robuste Konstruktion für ein stabiles und zuverlässiges Mischen. Analoges Mixer für sanftes bis Hochgeschwindigkeitsmischen. Das analoge Modell bietet eine variable Drehzahlregelung von 500 bis 2.500 U/min.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
1 Stk.	30392117	220,00	159,00

Rotator

Schnelles und einfaches Durchmischen Ihrer Proben. Dreidimensional mit Ausnahme der Zentrifugenröhrchen 50 ml, diese sind nur horizontal oder vertikal platzierbar. Max. können 4 Drehteller auf einmal angebracht werden. Ausnahme: es kann nur 1 Drehteller für 50 ml Zentrifugenröhrchen befestigt werden. LED-Anzeige. Drehzahl von 10 bis 40 min⁻¹.

Lieferumfang: Inklusive jeweils 2 Platten für 7 x 10/15 ml und 7 x 5/7 ml und 15 x 1,5/2 ml und 21 x 0,5/0,8 ml (insgesamt 4 Platten kombinierbar), oder 1 Platte für 6 x 50 ml.

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Röhrchen-Rotator	1 Stk.	88881002	367,00	279,00



279,-



159,-

Mini-Zentrifuge Sprout

- Kompakte Ausführung für einen variablen Einsatz
- Einfacher Rotoren-Wechsel durch Klick-Mechanismus
- Transparenter Deckel, bruchsicheres Gehäuseunterteil aus ABS
- Automatische Start/Stop-Funktion beim Öffnen und Schließen des Deckels
- Sicherer Halt durch Antirutsch-Noppen
- Rotoren und Adapter können zusammen bis zu 16 PCR-Tubes fassen (2,0/1,5/0,5 oder 0,4 ml)
- Festwinkelrotor fasst bis zu 16 PCR-Tubes (einzeln oder 2 x 8)
- CE-zertifiziert
- Techn. Daten: Max. Drehzahl 6.000 min⁻¹ / Max. RZB 2.000 x g, 153 x 128 x 104 mm, 220 V

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
1 Stk.	HS120301	159,00

Lieferumfang: 2 austauschbare Rotorenaufsätze, je 1 Rotor für 1,5 ml und 0,2 ml Röhrchen. Tube-Rack aus Schaumstoff zum Transport und zur Sortierung von 2,0/1,5/0,5/0,4 und 0,2 ml Mikrozentrifugenröhrchen.

Portable Präzisionswaagen Scout® STX-Serie



- Schnelle und effiziente Navigation mit informativem, farbigen Touchscreen-Display
- Hohe Wägeschwindigkeit, d.h. Stabilisierungszeit von 1 Sekunde
- 9 verschiedene Wägemodi und Sprachen stehen zur Verfügung
- Windschutz – nur bei 1 mg Modell
- Schnittstellen (optional) – RS232, USB-Host, Bluetooth oder Ethernet
- Netzteil, (Batterien im Lieferumfang nicht enthalten)

ab 205,-



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Plattform	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
STX621	620 g	0,1 g	170 x 140 mm	1 Stk.	30253066	305,00	205,00
STX2201	2.200 g	0,1 g	170 x 140 mm	1 Stk.	30253067	465,00	299,00

Rotamax 120



Plattformschüttler - rotierend

Durch die langsame und gleichmäßige Rotationsbewegung des Rotamax werden die Proben ununterbrochen in Bewegung gehalten.

- 20 mm Orbit
- Aluminiumschale inklusive rutschfester Matte
- bis 2,0 kg
- Geschwindigkeit lässt sich von 20 bis 300 U/min individuell und stufenlos einstellen
- Timerfunktion bis 120 Minuten

729,-



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Rotamax 120	1 Stk.	544-41200-00	985,00	729,00

Alle Preise in € zzgl. MwSt., solange Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 20.12.2019.**

Bestell-Hotline: 0 25 34 / 970 161



Nutzen Sie für Ihre Bestellungen auch unseren Internetshop.
Am besten beantragen Sie gleich heute Ihre Freischaltung:
www.diagonal.de ▶ Service ▶ Freischaltung Internetshop



DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Feuchtebestimmer MB120



Die Bestimmung des Feuchtegehalts war nie einfacher als mit dem Feuchtebestimmer MB120. Dieser, auf höhere Präzision und Effizienz im Labor ausgelegte Feuchtebestimmer, ist mit einem präzise gesteuerten Halogen-Heizsystem ausgestattet, das schnelle und wiederholbare Ergebnisse mit einer Ablesbarkeit von bis zu 0,01% ermöglicht. Das robuste Gehäuse mit einem Druckguss-Unterbau wurde für einfache Reinigung und lange Haltbarkeit konstruiert.

- Festlegung Ihrer Trocknungsparameter mit Speichermöglichkeit für bis zu 100 Methoden, die sich ganz einfach wieder aufrufen lassen
- Gesteigerte Effizienz Ihres Labors durch die Schnellerhitzungs-Halogentechnologie
- Einfache Reinigung dank durchdachter Konstruktion
- Intuitive Bedienung durch symbolgesteuerte Navigation auf dem farbigen Touchscreen



2.499,-

Sie möchten vorab testen?
Gerne stellen wir Ihnen ein Vorführgerät zur Verfügung!
Sprechen Sie uns an.

Modell*	Wägebereich	Ablesbarkeit	Temperatur	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
MB120	120 g	0,001 g	40-230 °C	1 Stk.	30241169	3.555,00	2.499,00

*Das Modell verfügt über CE-, CAS- und FCC-Zulassung und ist UL-gelistet.

Probeschalen

Einweg aus Aluminium

Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	ab 10 Pack
Probenschalen Ø 90 mm, H 6 mm	80 Stk.	80850086	31,00	25,50

ab 25,50



Glasfaserfilter

Für schnelle Filtration bei gleichzeitig hohem Rückhaltevermögen.
Geeignet für allgemeine Anwendungen und auch für die Feuchtebestimmung.

Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	ab 10 Pack
Glasfaserfilter Ø 90 mm	100 Stk.	403009	29,00	23,50

ab 23,50



Bestimmung der Trockensubstanz



Anwendung	Qualität	Durchmesser	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	ab 10 Pack
Faltenfilter zur Filtration aller N-Parameter						
Filtration von 100 mL Probe	MN 615 1/4	Ø 185 mm	100 Stk.	531018	26,10	19,60
Filtration von 1000 mL Probe	MN 615 1/4	Ø 320 mm	100 Stk.	531032	55,20	41,40
Aschefreie Filterpapiere auch für Glührückstand						
Filtration in Nutschen	MN 640 w	Ø 90 mm	100 Stk.	202009	18,60	13,95
Filtration ohne Rückstände an der Nutsche	MN 640 w mit aufgeschlagenem Rand	Ø 110 mm	100 Stk.	202011	26,20	19,65

ab 19,60



ab 13,95



ab 38,-
pro 5 kg

Seesand

Gereinigt und gegläht, reinst. Körnung 0,2 bis 0,25 mm.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	ab 4 Pack.	ab 6 Pack.
1 kg	M1000	12,00	-	10,00
5 kg	M1000/5KG	45,06	38,00	-

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 20.12.2019.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster
info@diagonal.de
www.diagonal.de

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 25 34 / 970 161
Fax: 0 25 34 / 970 223