

Die richtige Pumpe
für Ihre Anwendungen



DIAGONAL
Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität



Chemie- Membranpumpen

Die Vakuumfiltration ist eine der häufigsten Anwendungen für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie, Chemie und anderen analytischen Prozessen. Kompaktes Design, einfache Handhabung und Leistungsstärke machen die **ME 1C** zum perfekten Partner für Einzelfiltrationen.

Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrem/Ihrer Außendienstmitarbeiter/-in.
Bei technischen Fragen steht Ihnen
Frau Dipl.-Ing. Ute Brüggenkamp zur Verfügung.
Tel. 0 25 34 / 970-218

• **Sorgenfreies Arbeiten:**

Der konsequente Einsatz von Fluorkunststoffen bei allen medienberührenden Teilen erlaubt ein sorgenfreies Filtrieren mit aggressiven Lösemitteln.

• **Maximale Kontrolle über Ihre Filtration:**

Behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Filtration. Einfaches Einstellen des effektiven Saugvermögens – und damit des Prozessdrucks – durch das optionale manuelle Regelventil.

• **Flüsterleiser Betrieb für Ihr Labor:**

Die patentierte Lagerung des Antriebs unserer Chemie-Membranpumpen sorgt für einen besonders leisen und vibrationsarmen Lauf.

Das VACUUBRAND Allroundtalent – so flexibel wie Sie

Viele Prozesse im Laboralltag benötigen Vakuum. Mit der **MZ 2C NT** sind Sie für viele gängige Laboranwendungen bestens aufgestellt.

• **Flexibel einsetzbar:**

Ein hohes Saugvermögen kombiniert mit einem ausgezeichneten Endvakuum macht die MZ 2C NT Vakuumpumpe zum echten Allroundtalent für viele gängige Prozesse wie Verdampfung, Vakuumkonzentration oder -trocknung.

• **Hart im Nehmen:**

Alle medienberührenden Teile sind aus chemiebeständigen Fluorkunststoffen gefertigt und ermöglichen so das Fördern von aggressiven Lösemitteln und Gasen.

• **Unübertroffen langlebig:**

Das bewährte Sandwichdesign der Membranen garantiert hohe Membranlebensdauer und damit echte Langzeitperformance.



Artikel	Endvakuum (abs.)	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis
Membranpumpe ME 1C , einstufig, 0,7m ³ /h	100 mbar	1 Stk.	20721100	780,00
Chemie-Vakuumfeinregulierkopf für ME 1C	–	1 Stk.	20696843	229,00
Membranpumpe MZ 2C NT , zweistufig, 2,0m ³ /h	7 mbar	1 Stk.	20732300	1.710,00

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.12.2019.** Europäische Datenschutzverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster
info@diagonal.de
www.diagonal.de

So erreichen Sie uns:
Tel.: 02534/970216
Fax: 02534/970116

Die optimale Lösung für Flüssigkeitsüberstände



DIAGONAL
Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Flüssigkeits-Absaugsystem

Die kompakten Flüssigkeits-Absaugsysteme der BVC-Reihe (Biochem-VacuCenter) bieten die optimale Lösung zum sicheren und effizienten Absaugen von Flüssigkeitsüberständen in allen Anwendungsbereichen.

Die Saugkraft am Absaughandgriff lässt sich über ein Touch-Panel feinfühlig einstellen. Zusätzlich besitzt das BVC professional einen berührungslosen Füllstandssensor und selbst-schließende Schnellkupplungen (4l-PP-Flasche). Alle Systeme sind mit einer vakuumfesten, autoklavierbaren 4l-PP-Flasche oder für das Arbeiten mit aggressiven Desinfektionsmitteln, wie Chlorbleiche, mit einer 2l-Borosilikat-Glasflasche erhältlich.

Flexibilität und einfache Handhabung

- 4l-PP- oder 2l-Glasflasche - für perfekte Anpassung an die Arbeitsabläufe
- Flexible, platzsparende Aufstellung
- Flüsterleise
- Reproduzierbares Arbeiten durch sensible Saugkräfteeinstellung
- Die Vakuumpumpe schaltet sich bedarfsorientiert ein und aus
- Parallele Nutzung - Anschlussmöglichkeit für zweites Handstück

Sicherheit

- Schutzfilter 0.2 µm - Hohe Sicherheit gegen Kontamination der Umgebung, 20-fach autoklavierbar
- Handstück mit durchgängigem Saugschlauch - Das Handstück selbst wird so nicht kontaminiert
- Chemiebeständige 2l-Borosilikat-Glasflasche mit Splitter- und Auslaufschutz
- BVC professional mit Füllstandssensor gegen das Überlaufen von Flüssigkeiten in die Pumpe

Wirtschaftlichkeit

- Leistungsstarke und chemiebeständige Membranpumpe; minimale Folgekosten für Wartung und Ersatzteile
- Anschlussmöglichkeit für 2. Handgriff



Berührungsloser Füllstandssensor



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem/Ihrer Außendienstmitarbeiter/-in. Bei technischen Fragen steht Ihnen Frau Dipl.-Ing. Ute Brüggenkamp zur Verfügung.
Tel. 0 25 34 / 970-218

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis
BVC control Absaugsystem komplett mit leistungsstarker Pumpe ME 1C, Sammelflasche 4 Liter PP, über Touch-Panel einstellbarer Saugkraftregelung, Absaug-Handgriff VHC ^{PRO} und Schutzfilter	1 Stk.	20727200	1.480,00
BVC professional Absaugsystem komplett mit leistungsstarker Pumpe ME 1C, Sammelflasche 4 Liter PP, über Touch-Panel einstellbarer Saugkraftregelung, berührungslosem Füllstandssensor, selbstschließenden Schnellkupplungen (bei 4l-PP-Flasche), Absaug-Handgriff VHC ^{PRO} und Schutzfilter	1 Stk.	20727400	1.950,00

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.12.2019.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster
info@diagonal.de
www.diagonal.de

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 25 34 / 970 216
Fax: 0 25 34 / 970 116