

Angebote

September – Dezember 2020

DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Axiolab 5 Mikroskop



Ihr intelligentes Mikroskop für effizientere Routearbeiten mit folgender beispielhafter Ausstattung für die Brauerei

- Mikroskop Stativ Axiolab 5, DL, 5x H kodiert, Kreuztisch 75 x 50 R
- Z-Trieb mit Feintriebknopf links und Feintriebscheibe rechts, flach mit Skala
- Fokushub 15 mm • Objektivrevolver 5x Hellfeld, M27 kodiert
- Tisch- und Kondensorträger
- Kreuztisch 75 x 50 R mit Harteloxal-Beschichtung, Tischplatte 220 x 150 mm, Trieb rechts 135 mm (um 15 mm ausziehbar) mit Friktionseinstellung
- Objekthalter für 2 Objektträger für Einhandbedienung mit Federhebel links
- Durchlichtbeleuchtung mit Weißlicht LED 10W, optional für Halogen Reflektorlampe 12V 35 W
- Einbaunetzteil 24V DC 60W, stabilisiert 100...240V AC/ 50...60Hz
- länderspezifisches Netzkabel • Kontrollknopf für Eco Modus und Lichtmanager
- Integrierter Bildaufnahmeknopf unterstützt ZEISS Axiocam
- USB 2.0 Schnittstelle • Staubschutzhülle • Filterhalter für Durchlicht.

Optische Ausrüstung:

- Binokularer Fototubus 30°/23 (50:50), umgekehrtes Bild Kameraanschluss mit Trennstelle 60N
- Okular PL 10x/22 Br. foc. • Augenmuschel
- Kondensator, achromatisch-aplanatisch 0,9 H D Ph DIC
- Objektiv A-Plan 10x/0,25 Ph1 M27 für Hellfeld und Phasenkontrast
- Objektiv N-Achroplan 40x/0,65 Ph2 M27 für Hellfeld und Phasenkontrast
- Objektiv A-Plan 63x/0,8 Ph2 M27 für Hellfeld und Phasenkontrast
- Objektiv LD A-Plan 63x/0,65 M27 für Dunkelfeld
- Deckglaskappe für D=0,17mm für Dunkelfeld

Wir sind Stützpunktpartner der Firma Zeiss mit ausgebildeten Spezialisten.

Beratung und Vorführung gerne auch vor Ort.



5.990,-

Paket-Preis mit Kamera
7.780,-

Optional zur Dokumentation:

Mikroskopiekamera Axiocam 208 color
Kamera-Adapter 60N-C 2/3" 0,5x

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
Binoculares Mikroskop Axiolab 5, Brauereiausführung	1 Stk.	AXIO-BRAU-NEU	5.990,00
Mikroskopiekamera Axiocam 208 color	1 Stk.	AXIOCAM 208	1.348,20
Kamera-Adapter 60 N-C 2/3" 0,5x	1 Stk.	AXIOCAM-ADAPTER	437,64

NEU!

Rein- und Reinstwassersystem PURELAB Quest

ELGA VEOLIA

Die kompakte und kostengünstige Anlage erzeugt Typ I, II & III Laborwasser direkt aus Trinkwasser. Für viele Anwendungen - aus nur einem System. Zuverlässige Wasserreinheit durch mehrere Qualitätssensoren und periodische Rezirkulation. Das Farbdisplay zeigt Wasserqualität und Systemstatus auf einen Blick. Optionale UV-Lampe mit zwei Wellenlängen (185/254 nm) verfügbar.

- Platzsparendes Design, integrierter 7 Liter Vorratstank
- USB- Datenanschluss / AQUAVISTA Fernüberwachung
- Zapfmenge bis zu 1,2 l / min
- Rezirkulation für garantierte Reinheit
- Hergestellt aus >85% recycelten Materialien

ab
3.272,80

Sie möchten testen?
Gerne stellen wir Ihnen ein Vorführgerät zur Verfügung!
Sprechen Sie uns an.



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Einführungspreis
PURELAB Quest Inklusive Starterpaket: Aufbereitungskartusche, TankbelüftungsfILTER	1 Stk.	PQDIXM1	4.091,00	3.272,80
PURELAB Quest UV Inklusive Starterpaket: Aufbereitungskartusche, UV-Lampe, TankbelüftungsfILTER	1 Stk.	PQDIUVM1	4.690,00	3.752,00

Alle Preise in € zzgl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

gültig vom
15.9. bis 20.12.2020



Bechergläser

- Borosilikatglas 3.3 • Mit Graduierung und Ausguss • ISO 3819
- Hitzebeständig, temperaturwechselbeständig, chemisch resistent



niedrige Form				hohe Form	
Volumen	Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis/Pack	Best.-Nr.	Preis/Pack
5 ml	93206001	10 Stk.	20,90		
10 ml	93206002	10 Stk.	21,90		
25 ml	93206003	10 Stk.	25,40	93306001*	22,90
50 ml	93206004	10 Stk.	19,30	93306002	16,90
100 ml	93206005	10 Stk.	16,50	93306003	17,50
150 ml	93206006	10 Stk.	18,20	93306004	20,00
250 ml	93206007	10 Stk.	19,90	93306005	20,50
400 ml	93206008	10 Stk.	22,90	93306006	22,00
600 ml	93206009	10 Stk.	31,00	93306007	26,20
800 ml	93206014	10 Stk.	37,20	93306008	39,90
1000 ml	93206010	10 Stk.	39,70	93306009	42,00
2000 ml	93206011	1 Stk.	7,60	93306010	7,90
3000 ml	93206012	1 Stk.	19,95	93306011	19,25
5000 ml	93206013	1 Stk.	29,95		



* nicht in ISO enthalten

Erlenmeyerkolben

- Borosilikatglas 3.3 • Mit Graduierung
- Hitzebeständig, temperaturwechselbeständig, chemisch resistent



Enghals ISO 1773				Weithals ISO 24450	
Volumen	Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis/Pack	Best.-Nr.	Preis/Pack
25 ml	94206001	10 Stk.	32,00	94306001*	33,00
50 ml	94206002	10 Stk.	32,00	94306002	33,00
100 ml	94206003	10 Stk.	17,60	94306003	19,50
200 ml	94206004*	10 Stk.	22,80	94306004*	23,70
250 ml	94206005	10 Stk.	23,70	94306005	25,30
300 ml	94206006*	10 Stk.	28,80	94306006*	29,70
500 ml	94206007	10 Stk.	31,00	94306007	31,40
1000 ml	94206008	10 Stk.	44,70	94306008	36,40
2000 ml	94206009	1 Stk.	6,65	94306009	7,50
3000 ml	94206010	1 Stk.	22,00		
5000 ml	94206011	1 Stk.	33,00		



* nicht in ISO enthalten

Laborgewindeflaschen GL 45

- Borosilikatglas 3.3 • Mit Graduierung, Kappe PP und Ausgießring • ISO 4796-1
- Hitzebeständig, temperaturwechselbeständig, chemisch resistent

Volumen	Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis/Pack	ab 5 Pack	ab 10 Pack
100 ml	95206001	1 Stk.	3,33	-	2,49
250 ml	95206002	1 Stk.	3,47	-	2,60
500 ml	95206003	1 Stk.	4,23	-	3,17
1000 ml	95206004	1 Stk.	5,69	-	4,25
2000 ml	95206005	1 Stk.	16,08	-	12,05
5000 ml	95206006	1 Stk.	71,22	49,95	-
10000 ml	95206007	1 Stk.	133,70	99,00	-



RASOTHERM® ist eine Marke der DWK Life Sciences

Labormäntel

Langarm-Mantel für Sie & Ihn mit **Reverskragen** und verdeckter Druckknopfleiste. 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen und Rückenschlitz. Aus **100% Baumwolle**, kochfest, chlorecht, pflegeleicht, Länge 103 cm.

Größe	Damen	Herren	Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis
S	36/38	44/46	165613021/S	1 Stk.	22,68
M	40/42	48/50	165613021/M	1 Stk.	22,68
L	44/46	52/54	165613021/L	1 Stk.	22,68
XL	48/50	56/58	165613021/XL	1 Stk.	22,68
XXL	52/54	60/62	165613021/XXL	1 Stk.	22,68

22,68



Langarm-Mantel für Sie & Ihn mit **Stehkragen** und verdeckter Druckknopfleiste. 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen und Rückenschlitz. Aus **65% Polyester, 35% Baumwolle**, kochfest, chlorecht, pflegeleicht, Länge 103 cm. Industriewäsche geeignet.

Größe	Damen	Herren	Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis
S	36/38	44/46	165440021/S	1 Stk.	21,53
M	40/42	48/50	165440021/M	1 Stk.	21,53
L	44/46	52/54	165440021/L	1 Stk.	21,53
XL	48/50	56/58	165440021/XL	1 Stk.	21,53
XXL	52/54	60/62	165440021/XXL	1 Stk.	21,53

21,53



Schutzbrillen

Extrem leicht und sicher, UV absorbierend. Integrierter Seitenschutz. Die verstellbaren farbigen Bügel bieten optimalen Tragekomfort.

Ausführung	Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis	ab 10 Stk.	ab 25 Stk.
Bügel blau	165925010	1 Stk.	4,00	3,50	3,25
Bügel schwarz	165921010	1 Stk.	4,00	3,50	3,25
Bügel rot	165924010	1 Stk.	4,00	3,50	3,25

ab 3,25



Augenspülflasche Barikos KS

Mit steriler Füllung – gemäß DIN 12930. Auch geeignet für die Augenspülung bei liegenden Personen.

Artikel	Inhalt	Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis	ab 5 Pack.
Mini Barikos KS	ca. 175 ml Wasser	954005	1 Stk.	14,69	13,35
Barikos KS	ca. 620 ml Wasser	954004	1 Stk.	19,31	17,55
Wandhalterung		154808	1 Stk.	4,13	-

ab 13,35



Zu Ihrem Schutz

DIAGONAL

Mund- Nasenschutz OP-Maske Suavel® Protec

Blau, für den Einmalgebrauch, 3-lagig, elastische Ohrschlaufen, Bakterienfiltereffizienz > 98%, EN 14683, Typ II.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
50 Stk.	80-901	35,90

50 Stk.
35,90



20 Stk.
115,-

Atemschutzmaske FFP2

Hochfiltrierende Einweg-Atemschutzmaske ohne Ventil. Nasenbügel aus Aluminium für die individuelle Anpassung. Ohrschlaufen: Ultraschall verschweißt, Polyester, Elastomer (latexfrei), 3-lagig aus Polypropylen-Filtervlies, Feinfiltervlies und Nadelfilz-Baumwolle. EN149:2001 + A :2009, Type FFP NR, CE Konform.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
20 Stk.	MEIXIN-FFP2	115,00

15x100 ml
43,-



WAPROTECT Hände-Desinfektionsgel

Zur hygienischen Händedesinfektion, rückfettend. Ohne Zusatz von Parfum / Farbstoffen. Bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
15 x 100 ml	A108.0100	43,00

5 L
45,-

Händedesinfektionsmittel

Rückfettend, gebrauchsfertig, farbstoff- und parfümfrei.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
5 L	I46.5000	45,00

pr 99 - Hautschutzlotion

Schützt die Haut wirksam bei Feucht- und Nassarbeiten. Leicht verteilbar, schnell einziehend, mit Vitamin E-Acetat. Dermatologisch getestet.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
125 ml	912520	3,55
1 L	9900	20,70

ab
3,55



Chemie zu Knallerpreisen

Produkt	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis / Einzelbinde
Ethanol 99,8 % reinst, vergällt mit IPA, MEK und Bitrex	25 L	43127104	69,00
Ethanol absolut p.A.	2,5 L	40133916	69,00
	4 x 2,5 L		59,00
Isopropanol 70 %, technisch.	5 L	I22.5000	59,00
	4 x 5 L		49,00
	30 L	I22.9030	189,00
Wasserstoffperoxid 35% reinst, stabilisiert	5 L	40023362	33,00
Wasserstoffperoxidlösung 3% reinst	1 L	47471500	14,46

Alle Preise in € zzgl. MwSt., solange Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 20.12.2020.**

Bestell-Hotline: 0 25 34 / 970 161

Portable Präzisionswaagen Scout® STX-Serie



- ▶ Scout® STX / SKX-Serie
- ▶ Navigator™-Serie
- ▶ Compass™-Serie

- Schnelle und effiziente Navigation mit informativem, farbigen Touchscreen-Display (STX)
- Hohe Wägeschwindigkeit, kurze Stabilisierungszeit
- Verschiedene Wägemodi und Sprachen stehen zur Verfügung
- Windschutz – nur bei 1 mg Modellen der Serie Scout®
- Schnittstellen (optional) – RS232, USB-Host, Bluetooth oder Ethernet
- Netzteil, (Batterien im Lieferumfang nicht enthalten)

Weitere Modelle zu Aktionspreisen auf Anfrage

ab 60,-

Ideal für schmales Budget im Ausbildungsbereich



Navigator



Compass



Scout

Serie	Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Plattform	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Scout®	STX223	220 g	0,001 g	93 mm	1 Stk.	30253059	725,00	580,00
Scout®	STX622	620 g	0,01 g	120 mm	1 Stk.	30253073	375,00	299,00
Navigator™	NV2201	2.200 g	0,1 g	144 x 190 mm	1 Stk.	30456388	209,00	167,20
Compass™	CX1201	1.200 g	0,1 g	142 x 128 mm	1 Stk.	30428210	75,00	60,00

Explorer® Semi-Micro- /Analysen-Waagen



Die Premium-Klasse zum attraktiven Preis: leistungsstark, hochwertig und individuell anpassbar!

- Intelligente Hochauflösender, farbiger 7" VGA-Touchscreen, mehrsprachig, intuitive Bedienung
- Berührungsloser Betrieb mit multifunktionalen Sensoren: schnell, sicher und sauber
- 17 Wägeanwendungen /-funktionen, Bibliothek für persönliche Einstellungen
- Hochwertiges, modulares Design:
 - robuste High-Speed Vollblock Wägezelle, Metall-Gehäuse
 - Display abnehmbar, separat aufstellbar, mit einstellbarem Winkel
 - Erweiterbar mit Kommunikations-Modulen (optional)
 - Glas-Windschutz (in Sekunden demontierbare Scheiben, freier Zugang durch aufklappbaren Deckel)
- Volle GxP-Unterstützung (User-, Daten-, ID-Management, SystemLog-Protokolle, Bestimmung Mindesteinwaage, kostenlose Daten-Software,...)
- Schnittstellen: 2 x USB, 1 x RS 232 plus 4 optionale Ports (z.B. Ethernet)
- Vollautomatische interne Justierung AutoCal™, verschiedene Justier-Modi
- Berührungsloses Öffnen / Schließen der Türen individuell einstellbar (Modelle .../AD)
- Integrierter Ionisator zur Elimination von Elektrostatik (Modelle .../AD)

ab 2.695,-



Bei allen 4 Modellen: Automatische Türen GRATIS

Weitere Modelle zu Aktionspreisen auf Anfrage

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Plattform	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
EX225D/AD	120/220 g	0,01/0,001 g	Ø 80 mm	1 Stk.	30219001	7.560,00	5.335,00
EX124/AD	120 g	0,1 mg	Ø 90 mm	1 Stk.	30061976	4.260,00	2.695,00
EX224/AD	220 g	0,1 mg	Ø 90 mm	1 Stk.	30061977	4.680,00	3.032,00
EX324/AD	320 g	0,1 mg	Ø 90 mm	1 Stk.	30061978	5.210,00	3.456,00



Nutzen Sie für Ihre Bestellungen auch unseren Internetshop.
Am besten beantragen Sie gleich heute Ihre Freischaltung:
www.diagonal.de ▶ Service ▶ Freischaltung Internetshop



DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Sie möchten vorab testen?
Geme stellen wir Ihnen ein Vorführgerät zur Verfügung!
Sprechen Sie uns an.

Feuchtebestimmer MB120



Die Bestimmung des Feuchtegehalts war nie einfacher als mit dem Feuchtebestimmer MB120. Dieser, auf höhere Präzision und Effizienz im Labor ausgelegte Feuchtebestimmer, ist mit einem präzise gesteuerten Halogen-Heizsystem ausgestattet, das schnelle und wiederholbare Ergebnisse mit einer Ablesbarkeit von bis zu 0,01% ermöglicht. Das robuste Gehäuse mit einem Druckguss-Unterbau wurde für einfache Reinigung und lange Haltbarkeit konstruiert.

- Festlegung Ihrer Trocknungsparameter mit Speichermöglichkeit für bis zu 100 Methoden, die sich ganz einfach wieder aufrufen lassen
- Gesteigerte Effizienz Ihres Labors durch die Schnellerhitzungs-Halogentechnologie
- Einfache Reinigung dank durchdachter Konstruktion
- Intuitive Bedienung durch symbolgesteuerte Navigation auf dem farbigen Touchscreen



2.599,-



GRATIS 1.000 Stk. Probeschalen im Wert von 250,- €
(20 x 50 Stk., Einweg aus Aluminium, Ø 90mm, H 6mm)
bei Kauf eines Feuchtebestimmers MB120 im Aktionszeitraum



Weitere Modelle zu Aktionspreisen auf Anfrage

Modell*	Wägebereich	Ablesbarkeit	Temperatur	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
MB120	120 g	0,001 g	40-230 °C	1 Stk.	30241169	3.660,00	2.599,00

*Das Modell verfügt über CE-, CAS- und FCC-Zulassung und ist UL-gelistet.

PX Präzisions- / Analysenwaagen



Einfach, sicher und kostengünstig – die smarte Art zu wiegen!

- Intelligente Konzeption und widerstandsfähige Konstruktion (Metall-Gehäuse)
- Zweizeiliges, intuitives LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (dimmbar)
- Überlast- und Stabilitätsanzeige
- Interne Kalibrierung, werksgeeicht (ausgewählte Modelle)
- Abnehmbarer Glas-Windschutz (Analysen-Modelle), Unterflurwägehaken, Justiersicherung
- USB- und RS232-Schnittstelle für Druckeranschluss / Datenübertragung
- Auswählbare Umgebungsfiler, automatisches Trieren
- Projekt- und Benutzer-IDs
- Optionales Zubehör (Dichte-Kit, USB-Konverter, Ionisator, Zweitanzeige, ...)



1.164,-



824,-

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Plattform	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
PX224	220 g	0,1 mg	Ø 90 mm	1 Stk.	30429804	1.455,00	1.164,00
PX3202	3.200 g	0,01 g	Ø 180 mm	1 Stk.	30429807	1.030,00	824,00

Mini-Vortexmischer



Robuste Konstruktion für ein stabiles und zuverlässiges Mischen.
Analoger Mixer für sanftes bis Hochgeschwindigkeitsmischen.
Das analoge Modell bietet eine variable Drehzahlregelung von 500 bis 2.500 U/min.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
1 Stk.	30392117	227,00	179,00



179,-

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Gültig bis 20.12.2020. Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster
info@diagonal.de
www.diagonal.de

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 25 34 / 970 161
Fax: 0 25 34 / 970 223