

Wenn es auf Sicherheit ankommt



DURAN
WHEATON
KIMBLE

DURAN® Protect

- EP/USP Typ I Duran Borosilikatglas 3.3
- Transparente PU-Kunststoffummantelung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar
- Kratz-, Auslauf-* und Splitterschutz*
- Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche
- Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +135 °C
- Mikrowellengeeignet*
- Mit Retrace Code
- Entwickelt in Deutschland



* gilt nur für Flaschen bis maximal 5.000 ml

**DIAGONAL**
Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Für
den sicheren
Transport sowie
sichere Lagerung
und Handhabung
von gefährlichen
und wertvollen
Substanzen

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 25 34 / 970 161
Fax: 0 25 34 / 970 223

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62 · 48161 Münster
info@diagonal.de · www.diagonal.de

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.12.2020.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Für Ihre
Sicherheit

DURAN® Protect



DIAGONAL
Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität



MIT Schraubverschluss und Ausgießring, kunststoffummantelt, GL 45

Volumen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
100 ml	10 Stk.	21 805 24 53	165,80	120,00
250 ml	10 Stk.	21 805 36 55	175,40	130,00
500 ml	10 Stk.	21 805 44 54	206,70	150,00
1000 ml	10 Stk.	21 805 54 59	286,90	210,00

OHNE Schraubverschluss und Ausgießring, kunststoffummantelt, GL 45

Volumen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
50 ml (GL 32)	10 Stk.	10 926 77	152,50	110,00
100 ml	10 Stk.	21 805 24 04	137,20	99,00
250 ml	10 Stk.	21 805 36 06	150,60	105,00
500 ml	10 Stk.	21 805 44 05	182,10	133,00
1000 ml	10 Stk.	21 805 54 01	256,10	189,00
2000 ml	10 Stk.	21 805 63 03	504,90	375,00



Größen-
auswahl von
25 - 20.000 mL.
Sprechen Sie
uns an!