

Angebote Juli-Sept. 2022



DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Digitale Linear und Orbitalschüttler

- Beleuchtetes LCD-Display zur Einstellung und Anzeige von Drehzahl und Zeit
- Sicherer Stand durch variable Antirutschfüße
- Einstellbare Sicherheitsdrehzahl
- Steuerung des Schüttlers und Anzeige der Daten am PC über RS 232 möglich
- Plattform 240 x 240 mm (RS-OS10), 320 x 320 mm (RS-OS 20)
- Lieferumfang: Gerät ohne Aufsatz

Artikel	Bewegung	Schüttelgewicht	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
RS-OS 10	orbital	max. 2,5 kg	1 Stk.	RS-OS10	815,00
RS-OS 20	orbital	max. 7,5 kg	1 Stk.	RS-OS20	915,00
RS-LS 10	linear	max. 2,5 kg	1 Stk.	RS-LS10	815,00
RS-LS 20	linear	max. 7,5 kg	1 Stk.	RS-LS20	915,00



ab
652,-

Digitaler Wippschüttler und 3D-Schüttler

- Beleuchtetes LCD-Display
- Simultane Anzeige der Geschwindigkeit (10-70 rpm) und Zeit
- Sicherer Stand durch variable Antirutschfüße (RS-RD 10)
- RS 232
- Plattform 320 x 320 mm
- Lieferumfang: Gerät inklusive Schalenauflauf mit Spannriemen

Artikel	Bewegung	Schüttelgewicht	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
RS-RR 10	Wippen	10 kg	1 Stk.	RS-RR10	995,00
RS-RD 10	3D-orbital	5 kg	1 Stk.	RS-RD10	995,00



ab
796,-

Inkubationsschüttler

- Forcierte Umluft
- Haube aus 8 mm Acrylglas
- Kapazität IS-OS 20: 7 x 500 ml
4 x 1000 ml Erlenmeyerkolben
- Einstellbare Sicherheitstemperatur
- Drehzahlbereich 40-300 rpm
- IS-OS 30 mit Kühl-Heiz-Funktion
- Plattform 320 x 320 / 450 x 450 mm

Artikel	Schüttelgewicht	Plattform	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
IS-OS 20	max. 5 kg	320 x 320 mm	1 Stk.	IS-OS20	3.215,00
IS-OS 30	max. 10 kg	450 x 450 mm	1 Stk.	IS-OS30	6.710,00



ab
2.572,-



ab
324,-

Rollenmischer

- Sanfte Durchmischung / Rollen u. Kippen
- Drehzahlbereich 5-70 rpm
- Timer-Funktion u. LCD-Display (RS-TR 10)
- 6 Rollen á 280 mm
- Leichte Reinigung

Artikel	Funktion	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
RS-TR 5	analog	1 Stk.	RS-TR5	405,00
RS-TR 10	digital	1 Stk.	RS-TR10	715,00



ab
127,²⁰

Vortexer

- Touch- oder Dauerbetrieb
- Variable Drehzahl von 0-2.500 rpm
- Rutschfeste Silikonfüße
- Lieferumfang: Gerät inklusive Universalaufsatz für Tubes und Gefäße bis 30 mm Ø

Artikel	Bewegung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
RS-VA 10	orbital	1 Stk.	RS-VA10	159,00

**Für alle
Geräte auf
dieser Seite
umfangreiches
Zubehör auf
Anfrage**

Alle Preise in € zzgl. Mwst., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert.
Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Gültig vom
25.07 bis 30.09.2022**

Für Kühlschränke, Räume und Brutschränke:

Temperatur-Datenlogger testo 175-T1

- Messbereich: -35 °C bis +55 °C
- Großes, gut ablesbares Display mit Alarmindikation
- Häufiges Auslesen durch großen Messspeicher vermeiden (1 Million Messwerte)
- Bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit
- Programmierung / Datenübertragung via USB-Kabel (Artikelnummer 0449 00447))
- DIN EN 12830 konform
- Kostenlose Software (als Download verfügbar)
- Für einen Betrieb unter -10 °C werden Energizer-Batterien empfohlen

Lieferumfang: 1-Kanal Datenlogger mit internem Temperatur-Sensor (NTC)
inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrier-Protokoll.

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Datenlogger 175-T1	1 Stk.	0572.1751	140,00	119,00
USB-Kabel	1 Stk.	0449.0047	22,00	–
Energizer-Batterien (3 Stk. für Betrieb unter -10 °C)	1 Pack.	0515.0042	14,00	–



119,-

Zur Überwachung der Lagertemperatur von Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten und Kontrolle im Kühlschrank bzw. Kühlhäusern:

Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174 T

- Messbereich NTC-Sensor: -30 °C bis +70 °C
- Messdatenspeicher für 16000 Temperaturwerte, ca. 500 Tage Batteriestandzeit
- Wasserdicht nach IP65, HACCP konform und zertifiziert nach EN 12830
- Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie
- Datenauswertung: drei mögliche Software-Varianten zur Auswahl, Basic-Software kostenfrei als Download erhältlich
- **Set-Vorteil:** USB-Interface für die Datenübertragung auf den PC

Lieferumfang: Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174 T
inklusive Wandhalterung, Batterie (2 x CR2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Mini-Datenlogger testo 174 T, 1-Kanal	1 Stk.	0572.1560	53,00	43,00
Set Mini-Datenlogger testo 174 T, 1-Kanal, inkl. USB-Interface zum Programmieren und Auslesen	1 Set.	0572.0561	120,00	95,00



43,-



Setpreis 95,-

Für die Klima-Überwachung -Temperatur und Luftfeuchtigkeit:

Mini-Datenlogger testo 174 H

- Messbereich NTC-Sensor: -20 bis +70 °C
- Messbereich Testo Feuchtesensor kapazitiv: 0-100% RH (nicht für betauende Atmosphäre)
- Zuverlässige Messung durch langzeitstabilen Feuchtesensor
- Messdatenspeicher für 16 000 Messwerte
- Schnelle Datenauswertung und Dokumentation am PC

Lieferumfang: Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174 H, 2-Kanal,
inklusive Wandhalterung, Batterie (2 x CR2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Mini-Datenlogger testo 174 H, 1-Kanal	1 Stk.	0572.6560	87,00	70,00
Set Mini-Datenlogger testo 174 T, 1-Kanal, USB-Interface zum Programmieren und Auslesen	1 Set	0572.0566	152,00	123,00



70,-



Setpreis 123,-

Für berührungsfreie Oberflächentemperatur- Messungen:

Infrarot-Thermometer testo 830-T1

- 10:1-Optik und hochauflösender Prozessor für präzise Messergebnisse
- Einfache Handhabung
- Emissionsgrad einstellbar
- Geeignet auch für größere Messaufgaben (2 Messungen pro Sekunde)

Lieferumfang: Infrarot-Thermometer testo 830-T1 inklusive Batterien und Werkskalibrierschein.

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Infrarot-Thermometer testo 830-T1	1 Stk.	0560.8311	64,00	52,00



52,-

Lebensmittelechte Produkte - Praktisch und vielseitig einsetzbar

Ob Messbecher oder Schaufel, VITLAB bietet Ihnen eine Reihe von Produkten für den individuellen Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Für die Herstellung werden nur hochwertigste Kunststoffe verwendet.

Messschaufeln, farbig, PP VITLAB

Gut lesbare Volumenangabe auf der Oberseite des Griffs. Lebensmittelgeeignet

Volumen	Farbe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
100 ml	rot	1 Stk.	396940	1,20
100 ml	gelb	1 Stk.	396946	1,20
100 ml	blau	1 Stk.	396950	1,20
100 ml	grün	1 Stk.	396952	1,20



Messbecher, stapelbar, farbig, PP VITLAB

Gut lesbare Skala, empfohlene Reinigung zur Schonung der Bedruckung bis max 60 °C. Lebensmittelgeeignet entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011.

Volumen	Farbe	Teilung	Höhe	Ø	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
500 ml	blau	10 ml	140 mm	100 mm	1 Stk.	481942	2,82
500 ml	gelb	10 ml	140 mm	100 mm	1 Stk.	481943	2,82
500 ml	rot	10 ml	140 mm	100 mm	1 Stk.	481944	2,82
500 ml	grün	10 ml	140 mm	100 mm	1 Stk.	481945	2,82
500 ml	Farbset	10 ml	167 mm	125 mm	4 Stk.	4811111	11,28



Spritzflaschen VITLAB

Aus PE-LD, farbig. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.

Volumen	Farbe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
500 ml	rot	1 Stk.	132703	4,67
500 ml	grün	1 Stk.	132705	4,67
500 ml	gelb	1 Stk.	132706	4,67
500 ml	blau	1 Stk.	132708	4,67

Sprühflaschen



Drucklos aus LDPE mit langlebiger Handpumpe. Der Sprüher ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Düsendurchmesser 0,6 mm, stufenlos verstellbar.

Volumen	Ø	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Stk.	ab	Aktionspreis
250 ml	60 mm	1 Stk.	0309-1025	4,76	180 Stk.	4,23
500 ml	75 mm	1 Stk.	0309-1050	5,50	80 Stk.	4,93
1000 ml	98 mm	1 Stk.	0309-1100	5,50	50 Stk.	5,06



Probenbecher

125 ml-Becher aus PP, mit farbigen Schraubverschlüssen aus PP. Dicht schließend mit Innenlippe. Graduiert bis 100 ml.

Unsteril
Schraubverschluss

Farbe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
weiß	500 Stk.	10-21000	39,95
blau	500 Stk.	10-21010	39,95
rot	500 Stk.	10-21020	39,95
gelb	500 Stk.	10-21030	39,95
grün	500 Stk.	10-21040	39,95

Steril, verpackt zu 25 x 10 Stk.
Schraubverschluss

Farbe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
weiß	250 Stk.	10-31050	29,95
blau	250 Stk.	10-31060	29,95
rot	250 Stk.	10-31070	29,95
gelb	250 Stk.	10-31080	29,95
grün	250 Stk.	10-31090	29,95



Nitril - NextGen puderfrei



Blau, unsteril, sehr dehnbar. EN455-1,-2,-3,-4, EN374

Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
klein	100 Stk.	1283S	6,95
mittel	100 Stk.	1283M	6,95
groß	100 Stk.	1283L	6,95
extra groß	100 Stk.	1283XL	6,95



ab 6,95

Sterillium Virugard

Viruzides, RKI-gelistetes, umfassend gegen Bakterien und Pilze wirksames Hände-Desinfektionsmittel zum Einreiben. Farbstoff- und parfümfrei. Für alle Risikobereiche.

Weitere Angebote unter:
www.diagonal.de

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
100 ml	306610	2,15
500 ml	306650	5,95
1000 ml	306600	9,95

ab 2,15



Sterillium

Das klassische Händedesinfektionsmittel. Besonders hautverträglich und rückfettend. Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), wirksam gegen Herpes-, Influenza A-, Papova-, Rota- und Adenovirus.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
500 ml	106650	4,95
1000 ml	106600	8,95
5000 ml	006690	39,00



ab 4,95



Baktolan® protect + pure

Innovative Wasser-in-Öl-in-Wasser (W/O/W) Lotion zum Schutz vor wässrigen Lösungen und gleichzeitiger regenerierender Pflege für rissige, stark beanspruchte Haut.

- Farbstoff- und parfümneutral
- Keine Beeinträchtigung der Genusstauglichkeit von Lebensmitteln (HACCP bewertet)
- Frei von Silikon- und Konservierungsmitteln
- Ohne Parabene

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
100 ml	981137	6,95
350 ml	981182	9,15

ab 6,95



Baktolin® pure

Milde, parfüm- und farbstofffreie Waschlotion mit guter Hautverträglichkeit für normale Haut.

- Reinigt mit einer milden Formel
- Hautneutraler pH-Wert
- Enthält hautmilde Tenside
- Geeignet auch für empfindliche Haut
- Parfüm- und farbstofffrei
- Ohne Parabene

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
500 ml	981328	1,81
1000 ml	981329	3,17
5000 ml	981330	15,75

ab 1,81



Bacillof® AF

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände. Rückstandsfrei. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adeno-, Palyoma- u. Rotavirus.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
500 ml	973385	4,48
1000 ml	973380	7,70
5000 ml	973389	35,70

ab 4,48



- Breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- Rückstandsfreie Auftrocknung
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümneutral
- Gute Benetzung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett
und Produktinformationen lesen.

Protran® Western Blotting Membran

Nitrocellulose, die **klassische Transfermembran** für die Immobilisierung von Proteinen und Nukleinsäuren. Je kleiner die Porengröße, desto höher ist die Bindekapazität

Porengröße	Rolle	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
0,2 µm	30 cm x 4 m	1 Stk.	10600001	239,00
0,45 µm	30 cm x 4 m	1 Stk.	10600002	239,00


239,-

**ab
149,-**

Blottingpapier

Empfohlen für Blotting-Methoden mit Gelen.
Für Southern, Northern und Western Blots sowie Semidry Blots.

Größe	Stärke	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
46 x 57 cm	0,4 mm	100 Bögen	BP0024657	169,00
58 x 60 cm	0,4 mm	100 Bögen	BP0025860	189,00
58 x 60 cm	0,8 mm	50 Bögen	BP0035860	189,00
58 x 60 cm	1,2 mm	25 Bögen	BP0055860	149,00

PCR-Einzel-Tubes

0,2 ml PCR-Gefäße mit anhängendem Deckel. Extra dünne gleichmäßige Wandstärke für optimalen Wärmetransfer und kurze Zykluszeiten. Aus hochwertigem Polypropylen, DNase, RNase- und DNA-frei. Autoklavierbar bei 121 °C.

Volumen	Ausführung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.
0,2 ml	gewölbter Deckel, farblos	1.000 Stk.	781300	43,00
0,2 ml	flacher Deckel, farblos	1.000 Stk.	781305	43,00

43,-


Geloader Spitzen

Passend für folgende Pipetten:
Gilson®, Pipetman®, Eppendorf®, Socorex®, Biohit®, Finn®, Volac®, Rainin®, Exaliber®

Volumen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack.	ab 2 Pack.
200 µl	1.000 Stk.	10-00514	53,87	48,98

**ab
48,98**


DNA-Exitus Plus™ Ein Muss für alle genetischen und forensischen Analysen

- Schnelle und sichere DNA & RNA-Dekontamination durch Abbau freier Nukleinsäuren
- Nur 10 Minuten Inkubationszeit
- Keine Beschädigung oder Korrodierung von Ausrüstung u. Material
- Weder giftig noch schädlich für den Menschen
- Enthält keine aggressiven Säuren oder basische Substanzen
- Alle Bestandteile biologisch abbaubar

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
DNA-Exitus Plus™ IF			
Für die DNA & RNA-Dekontamination, indikatorfreie Version			
Flasche mit Sprühaufsatz	500 ml	A7409.0500	32,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	1 L	A7409.1000RF	57,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	2,5 L	A7409.2500RF	134,50
DNA-Exitus Plus™			
Für die DNA & RNA-Dekontamination, mit Indikator zur Kennzeichnung besprühter Flächen			
Flasche mit Sprühaufsatz	500 ml	A7089.0500	33,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	1 L	A7089.1000RF	59,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	2,5 L	A7089.2500RF	136,50
RNase-Exitus Plus™			
Für die RNase-Dekontamination			
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	500 ml	A7153.0500	33,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	1 L	A7153.1000RF	59,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	2,5 L	A7153.2500RF	136,50
Exitus Plus™ Aktivitätstest			
DNA-Exitus Plus Aktivitätstest	25 Tests	A9411.0025	32,70

PanReac
AppliChem
ITW Reagents



Bei Abnahme größerer Mengen fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Für Effizienz im Labor

DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Feuchtebestimmer MB120 und MB90

Die Bestimmung des Feuchtegehalts war nie einfacher als mit den Feuchtebestimmern MB120 und MB90. Diese, auf höhere Präzision und Effizienz im Labor ausgelegten Feuchtebestimmer, sind mit einem präzise gesteuerten Halogen-Heizsystem ausgestattet, das schnelle und wiederholbare Ergebnisse mit einer Ablesbarkeit von bis zu 0,01% ermöglicht. Das robuste Gehäuse mit einem Druckguss-Unterbau wurde für einfache Reinigung und lange Haltbarkeit konstruiert.

- Festlegung Ihrer Trocknungsparameter mit Speichermöglichkeit für bis zu 100 Methoden, die sich ganz einfach wieder aufrufen lassen
- Gesteigerte Effizienz Ihres Labors durch die Schnellerhitzungs-Halogentechnologie
- Einfache Reinigung dank durchdachter Konstruktion
- Intuitive Bedienung durch symbolgesteuerte Navigation auf dem farbigen Touchscreen

Modell*	Wägebereich	Ablesbarkeit	Temperatur	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
MB90	90 g	0,001 g	40-200 °C	1 Stk.	30241168	2.770,00	1.925,00
MB120	120 g	0,001 g	40-230 °C	1 Stk.	30241169	4.165,00	2.925,00

* Die Modelle verfügen über CE-, CAS- und FCC-Zulassung und sind UL-gelistet.



ab
1.925,-



Zubehör für die MB120 und MB90

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Aluminiumscheiben-Set Ø 90 mm, H 6 mm	50 Stk.	30585411	15,20	12,15
Glasfaserfilter, Ø 90 mm	100 Stk.	5401-090E	52,45	32,00

12,15



Hydranal®-Reagenzien für die Karl-Fischer-Titration

Honeywell

Sterikon plus Ampullen enthalten Sporen des apathogenen Testorganismus *Bacillus stearothermophilus*, Nährbouillon und einen pH-Indikator. Die Thermo- Resistenz ist so abgestimmt, dass die Sporen nach 15 min. Dampfsterilisation bei 121 °C vollständig abgetötet werden. Danach werden die Ampullen bebrütet, ein Farbumschlag zeigt die erfolgreiche Sterilisation an.



ab
22,50

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
Hydranal® - Coulomat AG Oven	500 ml	34739.0500	93,70
Hydranal® - Methanol dry	1.000 ml	34741.1000	22,50
Hydranal® - Solvent	1.000 ml	34800.1000	69,00
Hydranal® - Titrant 5	500 ml	34801.0500	44,75
Hydranal® - Titrant 5	1.000 ml	34801.1000	74,50
Hydranal® - Titrant 5	2.500 ml	34801.2500	153,00
Hydranal® - Composite 5	500 ml	34805.0500	81,00
Hydranal® - Composite 5	1.000 ml	34805.1000	122,00
Hydranal® - Composite 2	500 ml	34806.0500	81,00
Hydranal® - Composite 2	1.000 ml	34806.1000	122,00
Hydranal® - Coulomat AD	500 ml	34810.0500	127,00
Hydranal® - Solvent CM	1.000 ml	34812.1000	76,50
Hydranal® - Wasser Standard 1,00 (10 x 4 ml)	40 ml	34828.0040	64,00
Hydranal® - Wasser Standard 0,10 (10 x 4 ml)	40 ml	34847.0040	64,00
Hydranal® - Wasser Standard 10 (10 x 8 ml)	80 ml	34849.0001	64,00

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Gültig bis 30.09.2022. Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster
info@diagonal.de
www.diagonal.de

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 25 34 / 970 161
Fax: 0 25 34 / 970 223