

Zu hohe Ausgaben für Lösungsmittel?

Geld sparen und die Umwelt schonen durch vollautomatisches Recycling

- ✓ Kosten für Anschaffung, Lagerung und Entsorgung von Lösungsmitteln dauerhaft senken
- ✓ Lösungsmittel automatisch über Nacht aufbereiten – tagsüber sofort loslegen
- ✓ Durchsatz vervielfachen durch unbeaufsichtigten 24-Stunden-Betrieb
- ✓ Umwelt schonen durch Wiederaufbereitung, weniger Abfälle und weniger Transport



Sehen Sie hier das Funktionsprinzip zu Hei-VOLUME Distimatic Pro.

HEI-VAP³ PRO INDUSTRIAL SOLVENT RECOVERY PAKET

Destillation von bis zu 1.000 l Hexan, 350 l Ethanol und 110 l Wasser in 24 Stunden.

Erhältlich mit und ohne automatischer Rückstandsentsorgung.

Inhalt:

- Großrotationsverdampfer Hei-VAP Industrial mit Unterbau und Glassatz für höchste Destillationsleistung der gängigsten Lösungsmittel
- Automatikmodul Hei-VOLUME Distimatic Pro zur automatischen Befüllung und Entleerung des Systems



DISTIMATIC INTEGRATION PAKET

Destillation von bis zu 140 l Aceton,
84 l Ethanol und 30 l Wasser in 24 Stunden.

Erhältlich mit und ohne automatischer
Rückstandsentsorgung.

Inhalt:

- **Rotationsverdampfer
Hei-VAP Ultimate Control**
mit Motorlift und Glassatz für
höchste Destillationsleistung
der gängigsten Lösungsmittel
- **Automatikmodul
Hei-VOLUME Distimatic**
zur automatischen Befüllung
und Entleerung des Systems



Sehen Sie hier das
Funktionsprinzip
zu Hei-VOLUME
Distimatic Benchtop.

Sie wollen Ihre Ausgaben für Lösungsmittel reduzieren?
Wir beraten Sie gerne!

**DIAGONAL**
Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster
Tel.: +49 (0) 2534 970-161
Fax: +49 (0) 2534 970-223
www.diagonal.de
info@diagonal.de

 **heidolph**
research made easy