

## OHAUS VORTEXMISCHER, HEIZBLÖCKE UND FRONTIER™-5000-ZENTRIFUGEN

## Sparen Sie bis zu 20%

bei ausgewählten Mini-Vortex-Geräten, Heizblöcken und Frontier-5000-Zentrifugen





## Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe im Bereich der Zellkultur-Passage – mit Laborgeräten von OHAUS

Bei der Passage oder der Subkultivierung von Zellen werden diese aus der vorherigen Kultur in ein neues, frisches Medium übertragen, wo sie sich ungehindert vermehren können. Die Zellkultur-Passage spielt eine entscheidende Rolle, um Zellen am Leben zu erhalten und über einen längeren Zeitraum hinweg zu kultivieren. Eine Passage ist erforderlich, wenn sich die Zellen bereits über einen Großteil des in ihrem Substrat verfügbaren Kulturmediums ausgebreitet haben und kein Raum für eine weitere Vermehrung mehr zur Verfügung steht. Eine Passage wird empfohlen, wenn die Konfluenz aufgrund des Zellwachstums 80 bis 90 % beträgt.

Vertrieb durch:



Bei der Subkultivierung muss ein strenger Zeitplan eingehalten werden, um das Zellwachstum aufrechtzuerhalten. Mit beinahe 100 Jahren Herstellererfahrung kann OHAUS Sie mit hochmodernen Technologien unterstützen, auf die Sie sich 100-prozentig verlassen können. Im Verlauf unserer langjährigen Unternehmensgeschichte haben wir unser Wägeportfolio beständig weiterentwickelt. Doch nun möchten wir den Laboren auf der ganzen Welt auch mit unserem erweiterten Portfolio an Laborgeräten die Arbeit erleichtern – dieses umfasst beispielsweise hochmoderne Vortexmischer, Schüttler und Zentrifugen, die für die verschiedensten Laboranwendungen geeignet sind.

Gemeinsam mit OHAUS haben wir die Bedeutung der Zellkultur-Passage erkannt und in Zusammenarbeit mit Laborspezialisten ein standardisiertes Zellkultur-Passageprotokoll entwickelt. Auf dieser Grundlage haben wir nun eine Auswahl an Produkten aus unserem Portfolio zusammengestellt, die den Anforderungen moderner Labore optimal gerecht werden. Heute machen wir Ihnen ein besonderes Angebot für eine Auswahl an Produkten, die speziell für die Zellkultur-Passage entwickelt wurden. Unter den nachstehenden Links erfahren Sie mehr!

Profitieren Sie von diesen besonders günstigen Preisen und statten Sie Ihr Labor mit unseren beliebtesten Laborgeräten aus. Nutzen Sie diese Chance, um mit OHAUS noch mehr zu erreichen!

Produktnummer	Modell	Produktbeschreibung
30392117	VXMNAL	Analoger Vortex-Mixer
30392124	VXMNDG	Digitaler Vortex-Mixer
30392047	HB1AL	1-Block-Heizblock, analog
30392054	HB2AL	2-Block Heizblock, analog
30392061	HB1DG	1-Block-Heizblock, digital
30400173		Sandbad
30392082	HB2DG	2-Block-Heizblock, digital
30400174		Sandbad
30400177		Sand, 0,45 kg
30314810	FC5714	Zentrifuge, Multi, 230 V, FC5714
30314822		Rotor, ausschwingbar, 4 x 100 ml, ID
30314850		Gestell, 2 x 15 ml D 17 mm FA, 2/Pk
30314816	FC5816	Zentrifuge, Multi, 230 V, FC5816
30314828		Rotor, ausschwingbar, 16 x 50 ml, ID
30314583		Gestell, 10 x 15 ml D 17 mm FA, 2/Pk

