

# Angebote

April – Juni 2024

# DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel  
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

## ZEISS Primostar 3



### Ihr Einstieg ins digitale Zeitalter

- Fototubus auch mit integrierter Kamera
- Full- oder Fixed-Köhler
- Fünf Kontrastverfahren  
Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, Polarisation und Grün-Fluoreszenz
- LED- oder Halogenbeleuchtung
- Drahtlose Vernetzung von bis zu 50 Geräten im digitalen Klassenzimmer
- Kostenlose Software  
Zeiss Labscope für PC oder als App
- Bis zu 5 Jahre Garantie

**2.589,-**  
25% gespart



Wählen Sie aus den hier konfigurierten Angebotspaketen oder lassen Sie sich individuell von uns beraten.

#### Beispielhafte Ausstattung Paket Primostar 3:

Primostar 3, Full-K, Tri, SF22, 5 Pos, Ph2, ABBE 0.9 Rev., 75x50 Komplettausrüstung mit Stativ Full-Köhler einschließlich - Durchlicht Einschubmodule mit 6V 30W Halogenlampe und LED 3W Weißlicht, 5600K - Objektivrevolver 5-fach, nach hinten geneigt - Kreuztisch 75x50 Trieb rechts und Objekthalter für zwei Objektträger mit Federhebel links - Binokularer Fototubus 25°/22 (50:50) - Okulare 10x/22 Br. foc. mit Augenmuscheln - Objektiven iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x Ph2, 100x/1,25 Oil - ABBE-Kondensator 0.9 mit Modulatorscheibe HF, DF, Ph1, Ph2, Ph3 - Diopter d=30mm - Licht Manager - ECO-Mode - Farbfiltersatz blau, grün, gelb - Halogenlampe 6V 30W (Ersatz) - länderspezifischer Netzleitung - Staubschutzhülle.

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
Paket Primostar 3	1 Stk.	415501-SET	3-452,00	2.589,00

## ZEISS Stemi 508



### Ihr apochromatisches Stereomikroskop mit 8:1 Zoom für hervorragenden Bildkontrast und Farbgenauigkeit

- Kompaktes, verlässliches Greenough-Stereomikroskop
- Großes Sichtfeld und apochromatische Korrektur
- Vergrößerung zwischen 2x und 250x
- Große Arbeitsabstände bis 287 mm
- Robuste und verlässliche Mechanik

#### Beispielhafte Ausstattung Paket Stemi 508:

Mikroskopkörper Stemi 508 doc - Apochromatisches Greenough-System - Kamera-Ausgang mit Schnittstelle 60N mit Umschaltung 100vis/100doc rechts - Manueller, beidseitig bedienbarer Zoom 8:1 (0,63x...5,0x) - Schaltbare Zoom-Rastpositionen 0,63x-0,8x-1x-1,25x-1,6x-2x-2,5x-3, 2x-4x-5x - Freier Arbeitsabstand 92 mm (ohne Staubschutzglas) - Einblickwinkel 35° mit einstellbarem Augenabstand 55 bis 75 mm - Okularaufnahme 30 mm mit maximaler Sehfeldzahl 23 mm - Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S - Schnittstelle D=53 mm für Leuchten - Gewinde M49/50 für Vorsatzoptik oder Polarisator Zusätzlich enthalten: - Okulare PL 10x/23 Br. foc. - Staubschutzglas M50 mit M49x0,75 - Kamera-Adapter 60N C-Mount 2/3" 0,5x. Augenmuschel. Stativ K EDU - Stativbasis T310xB200xH35 mm - Arbeitsfläche T195xB160 mm - Schnittstellen d=84 mm für Tische and d=45 mm für DL Polarisator - Säule 250 mm mit Trieb und Handgriff, Hubbereich 145 mm - Stemi-Träger d=76 mm, Tragfähigkeit 5 Kg, Friktion einstellbar - Integriertes LED-Durchlicht-Hellfeld/Dunkelfeld, schaltbar - 2x Buchse für IVI und Leuchte K LED - Separate AL/DL-Bedienelemente für Ein/Aus/Dimmen - Einbaunetzteil 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz Zusätzlich enthalten: - Glasplatte D=84x5 mm - Netzkabel - Staubschutzhülle. Doppelspot-Leuchte K LED - Schwanenhals-Doppelspot, 2x 160 mm für variable Auflichtbeleuchtung - 2x Gewinde M24x0,5 für Polarisator - Höhenverstellbar - Für Stative K EDU/LAB/MAT und Stativ M LED.

Wir sind Stützpunktpartner der Firma ZEISS mit ausgebildeten Spezialisten

**2.590,-**  
25% gespart



**25% sparen**

### Optik-Reinigungsset für das saubere Mikroskop

Das Set besteht aus 500 Stk. Linsenreinigungspapier, 280 Stk. fusselfreien, 1-lagigen Kimtek Labortüchern, einem Blasebalm mit Reinigungspinsel, 100 Stk. einseitig spitzen Holzstäben 150 x 3 mm, 200 g Baumwollwatte und 100 ml Reinigungslösung.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
1 Set	OPTIKSET	38,45

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
Paket Stemi 508	1 Stk.	435064-SET	3-454,00	2.590,00

Alle Preise in € zzgl. Mwst., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

gültig vom  
01.04 bis 30.06.2024

**GRATIS!**  
1 Set  
**Silikondeckel pink**  
pro VE Duran-Becher  
im Wert von 8,06€ - Solange Vorrat reicht!

## DURAN® Becher

Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Eingebrenntes und daher dauerhaft haltbares Druckbild. Mit Ausguss für sauberes Arbeiten. Aufgrund der Wandstärkeverteilung ideal zur Verwendung als Kochglas.



Niedrige Form



Hohe Form

Niedrige Form				Hohe Form			
Volumen	Best.-Nr.	Aktionspreis/ Stk.	VE*	Volumen	Best.-Nr.	Aktionspreis/ Stk.	VE*
5 ml	211060701	4,60	10 Stk.	5 ml	-	-	-
10 ml	211060804	5,20	10 Stk.	10 ml	-	-	-
25 ml	211061406	4,45	10 Stk.	25 ml	-	-	-
50 ml	211061706	4,26	10 Stk.	50 ml	211161704	4,28	10 Stk.
100 ml	211062402	4,22	10 Stk.	100 ml	211162409	4,34	10 Stk.
150 ml	211062908	4,45	10 Stk.	150 ml	211162906	4,60	10 Stk.
250 ml	211063604	4,60	10 Stk.	250 ml	211163602	4,86	10 Stk.
400 ml	211064103	5,50	10 Stk.	400 ml	211164101	5,82	10 Stk.
600 ml	211064806	6,85	10 Stk.	600 ml	211164804	7,12	10 Stk.
800 ml	211065305	9,45	10 Stk.	800 ml	211165303	10,08	10 Stk.
1000 ml	211065408	10,88	10 Stk.	1000 ml	211165406	11,48	10 Stk.
2000 ml	211066301	19,00	10 Stk.	2000 ml	211166308	21,10	10 Stk.
3000 ml	211066807	34,40	4 Stk.	3000 ml	211166805	44,10	2 Stk.
5000 ml	211067306	58,28	1 Stk.	5000 ml	-	-	-

\*Aktionspreis gilt bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VE)

## DURAN® YOUTILITY Laborflasche

• Speziell geformte Griffmulden, beidseitig, für leichte und sichere Handhabung • Optimiertes Gewinde für schnelleres Öffnen und Schließen, **vollständig kompatibel zu gängigen DIN GL 45 Verschlüssen u. Zubehör** • Schlanke Flaschenform für optimale Raumnutzung z.B. in Autoklaven und Laborkühlschränken • Vordefinierte Beschriftungsfläche zur Platzierung von Etiketten und leicht ablesbare Volumenskala mit dem Nominalvolumen. **Lieferung als Komplettsystem inklusive Ausgießring und GL 45 Schraubkappe aus PP.**



ab **6,40**

Volumen	Best.-Nr.	Preis/Stk.	Aktionspreis	VE*
125 ml	218812854	9,12	6,40	4 Stk.
250 ml	218813653	10,18	6,50	4 Stk.
500 ml	218814452	12,66	8,10	4 Stk.
1000 ml	218815457	17,88	11,44	4 Stk.

\*Aktionspreis gilt bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VE)

## DURAN® YOUTILITY Bottle Tag

Die GL 45 Bottle Tags aus Silikon eignen sich zur eindeutigen Unterscheidung und Identifikation von Laborflaschen. Passend für alle DIN GL 45 Flaschenhalse.



20,50

2 Stk. je Farbe pro Pack.

Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
292432904	16 Stk.	29,28	20,50

## DURAN® YOUTILITY Laborflasche Braun

• Komfortables Handling • UV-Schutz bis 500 nm • Farbauftrag nur äußerlich, die bewährten DURAN®-Eigenschaften bleiben unverändert • Braunfärbung ist sehr gleichmäßig, daher lange haltbar und chemisch resistent.



ab **20,84**

**Lieferung als Komplettsystem inklusive Ausgießring und GL 45 Schraubkappe aus PP.**

Volumen	Best.-Nr.	Preis/Stk.	Aktionspreis	VE*
125 ml	218862859	29,76	20,84	4 Stk.
250 ml	218863658	41,17	28,82	4 Stk.
500 ml	218864457	53,21	37,25	4 Stk.
1000 ml	218865453	65,24	45,67	4 Stk.

\*Aktionspreis gilt bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VE)

## DURAN® YOUTILITY Membranverschluss

GL45, PP, Cyan, für DURAN® Laborglasflaschen ePTFE Porengröße 0,2 µm.



Best.-Nr.	Preis/Stk.	Aktionspreis	VE*
291162807	7,13	4,99	4 Stk.

\*Aktionspreis gilt bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VE)

## Etiketten, 36 x 70 mm, selbstklebend

Gestalten Sie Ihre Etiketten kostenfrei mit dem Duran® Label-Creator: [www.duranlabels.com](http://www.duranlabels.com)



Best.-Nr.	Pack.-Gr.	Preis/Pack.	Aktionspreis
294010203	100 Stk.	22,61	15,82



### Bacillo® Zero Tissues

Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Flächen-Desinfektionstücher

- 100% plastikfreies Vliestuchmaterial
- Umfangreich wirksam, inkl. viruzid in 2 Minuten
- Organic acid complex – patentierte Formulierung auf Basis organischer Fruchtsäuren
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Frei von Alkoholen, QAV, Oxidantien und von Parfüm- und Farbstoffen
- Keine Gefahrstoffkennzeichnung – ohne Handschuhe anwendbar sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen



**NEU**

**10,95**



Wandhalter



Halter flex

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Bacillo® Zero Tissues	100 Tücher Flowpack 20 x 17 cm	981935	15,65	10,95

**Zubehör**

Flowpack Wandhalter, Edelstahl	1 Stk.	981205	41,23	
Flowpack-Halter flex, Edelstahl	1 Stk.	981899	48,40	

### Sterillium® classic pure

- Breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
- Farbstoff- und parfümfrei, geeignet für empfindliche Haut
- Ganzjahresprodukt mit bewährtem Hautpflegekomplex
- Sehr gut hautverträglich u. rückfettend
- Erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Hautelastizität sowie die natürliche Glätte



ab **5,30**

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack	Aktionspreis
500 ml	975122	7,57	5,30
1000 ml	975123	13,41	9,40
5000 ml	975125	61,80	43,26

### Sterillium® Virugard

- Voll viruzid: umfassend wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren
- Inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- Farbstoff- und parfümfrei
- Hautverträgliche Alternative zu chlor- u. phosphorsäurehaltigen Produkten



ab **2,25**

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack	Aktionspreis
100 ml	306610	3,20	2,25
500 ml	306650	8,57	6,00
1000 ml	306600	15,07	10,55

### Bacillo® AF

- Gebrauchsfertige Lösung
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Schnell und breit wirksam
- Rückstandsfreie Aufdickung
- Gute Benetzung
- Ohne Handschuhe verwendbar\*
- ECARF-zertifiziert: professionelles Allergiker und Asthmatiker freundliches Flächendesinfektionsmittel



ab **4,43**

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack	Aktionspreis
500 ml	973385	6,32	4,43
1000 ml	973380	10,94	7,66
5000 ml	973389	50,39	35,27

### Bacillo® Tissues

- Gebrauchsfertige, mit Bacillo AF getränkte Desinfektionstücher
- Einfache Entnahme aus praktischer Spenderdose, nachfüllbar



**6,35**

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Spenderdose mit 100 Tüchern	1 Stk.	975670	9,06	6,35
Nachfüllbeutel Tücher	100 Stk.	975673	7,73	5,40

Großes Sortiment Desinfektionsmittel vorrätig!

### Bacillo® Wipes

- Gebrauchsfertige, mit Bacillo AF getränkte Desinfektionstücher
- Einfache Entnahme aus praktischer Spenderdose, nachfüllbar

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Standbodenbeutel mit 90 Tüchern	1 Stk.	976350	41,90	29,40
Tuchspender	1 Stk.	981374	16,34	11,45



**11,45**

**29,40**



**35%**  
sparen



### neodisher® LaboClean A8

Alkalischer Spülmaschinenreiniger mit stark schaumdämpfenden Eigenschaften, pulverförmig.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
10 kg	410276	68,00
25 kg	410266	161,00

ab  
**68,-**

### neodisher® LaboClean F

Pulverförmiger Intensivreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas. Frei von Phosphat und Tensiden.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
4 x 3 kg	410581	105,00

**105,-**



### neodisher® LaboClean FLA

Intensivreiniger in tensidfreier Einstellung, speziell zur Reinigung von Laborglas. Enthält keine Phosphorverbindungen und Oxidationsmittel.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
5 L	411233	37,25
10 L	411230	68,45
25 kg	411226	118,00

ab  
**37,25**



**DR. WEIGERT**  
Hygiene mit System

### neodisher® N

Saures Reinigungs- und Neutralisationsmittel auf Phosphorsäurebasis. Frei von Tensiden.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
5 L	420133	47,45
12 kg	420130	74,00

ab  
**47,45**



### neodisher® Z

Flüssiges, saures Neutralisationsmittel auf Basis organischer Säuren, frei von Tensiden, Phosphaten und stickstoffhaltigen Komplexbildnern. Zur Neutralisation nach Verwendung mildalkalischer Reiniger.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
5 L	420233	41,00
10 L	420230	78,25

**41,-**

### neodisher® LaboClean FT

Alkalischer Reiniger speziell für den Bereich Mikrobiologie und zur Reinigung von Glaswaren für Zell- und Gewebekulturen. Frei von Tensiden.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
5 L	410033	43,50
12 kg	410030	77,00
25 kg	410026	151,00

ab  
**43,50**



### neodisher® LM3

Alkalischer Reiniger zur manuellen Reinigung von Laborglas. Auch zur Vorreinigung, ohne Zwischenspülung für den maschinellen Einsatz geeignet. Frei von Phosphaten.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
10 L	440030	99,60

**99,60**

### Regeneriersalz

Grob, für die Spülmaschine.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
6 x 2 kg	150010#0	9,25

**9,25**



### neodisher® EM

Reinigungskomponente, Flüssigkonzentrat. Verbessert die Reinigungsleistung alkalischer und saurer Reiniger insbesondere bei der Entfernung von Feststoffen, Paraffinen, Ölen und Fetten in wässrigen Lösungen. Mit emulgierender, dispergierender und schaumdämpfender Wirkung.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
5 L	430033	80,65

**80,65**

### neodisher® LaboClean UW

Pulverförmiges Reinigungsmittel, frei von Phosphaten. Speziell zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Utensilien in Wasserlaboratorien, in serologischen Instituten und in der Phosphatindustrie. Besonders für empfindliche Analysen, bei denen Spuren von Phosphor-Verbindungen stören würden.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
10 kg	410976	79,50

**79,50**

## DURAN® Original Laborflasche

Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares Druckbild. Mit bewährten DURAN® Eigenschaften.

Wahlweise mit blauem Schraubverschluss PP (mit integrierter Lippendichtung) und Ausgießring PP für tropfenfreies entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten. Temperaturbeständigkeit Schraubverschluss und Ausgießring +140 °C.

Mit Schraubverschluss PP und Ausgießring PP



Volumen	GL-Gewinde	Best.-Nr.	Preis/Stk.	Aktionspreis	VE *
10 ml	25	218010851	11,14	7,80	10 Stk.
25 ml	25	218011453	9,06	6,35	10 Stk.
50 ml	32	218011753	9,65	6,76	10 Stk.
100 ml	45	218012458	8,27	5,80	10 Stk.
150 ml	45	218012955	9,13	6,40	10 Stk.
250 ml	45	218013651	9,26	6,50	10 Stk.
500 ml	45	218014459	11,52	8,10	10 Stk.
750 ml	45	218015155	14,75	10,33	10 Stk.
1000 ml	45	218015455	16,34	11,44	10 Stk.
2000 ml	45	218016357	38,43	26,90	10 Stk.
3500 ml	45	218016957	122,59	85,82	1 Stk.
5000 ml	45	218017353	171,90	120,33	1 Stk.
10000 ml	45	218018658	321,60	225,12	1 Stk.
15000 ml	45	218018855	402,37	281,66	1 Stk.
20000 ml	45	218019157	688,73	482,12	1 Stk.

Ohne Schraubverschluss und Ausgießring



10 ml	25	218010802	8,60	6,02	10 Stk.
25 ml	25	218011404	6,70	4,70	10 Stk.
50 ml	32	218011704	6,12	4,30	10 Stk.
100 ml	45	218012409	5,30	3,71	10 Stk.
150 ml	45	218012906	6,15	4,32	10 Stk.
250 ml	45	218013602	6,35	4,45	10 Stk.
500 ml	45	218014401	8,63	6,05	10 Stk.
750 ml	45	218015106	14,75	10,33	10 Stk.
1000 ml	45	218015406	13,44	9,41	10 Stk.
2000 ml	45	218016308	35,35	24,75	10 Stk.
3500 ml	45	218016908	121,92	85,82	1 Stk.
5000 ml	45	218017304	171,30	119,91	1 Stk.
10000 ml	45	218018609	318,66	223,06	1 Stk.
15000 ml	45	218018806	395,02	276,52	1 Stk.
20000 ml	45	218019108	681,40	476,98	1 Stk.

## DURAN® Erlenmeyerkolben

Graduiert bis auf 3L, 5L und 10L Weithals-Erlenmeyerkolben. ISO 1773 mit Retrace Code.

Enghals



Volumen	Best.-Nr.	Aktionspreis/Stk.	VE*
25 ml	212161407	4,86	10 Stk.
50 ml	212161707	4,87	10 Stk.
100 ml	212162403	4,86	10 Stk.
200 ml	212163202	4,87	10 Stk.
250 ml	212163605	4,92	10 Stk.
300 ml	212163905	5,68	10 Stk.
500 ml	212164404	6,56	10 Stk.
800 ml	212165306	8,16	10 Stk.
1000 ml	212165409	11,10	10 Stk.
2000 ml	212166302	21,10	2 Stk.
3000 ml	212166808	38,56	1 Stk.
5000 ml	212167307	57,83	1 Stk.

Weithals



Volumen	Best.-Nr.	Aktionspreis/Stk.	VE*
25 ml	212261405	4,87	10 Stk.
50 ml	212261705	4,91	10 Stk.
100 ml	212262401	4,99	10 Stk.
200 ml	212263209	5,20	10 Stk.
250 ml	212263603	5,50	10 Stk.
300 ml	212263903	6,33	10 Stk.
500 ml	212264402	7,20	10 Stk.
800 ml	-	-	-
1000 ml	212265407	11,55	10 Stk.
2000 ml	212266309	21,60	10 Stk.
3000 ml	212276807	72,05	1 Stk.
5000 ml	212277306	93,02	1 Stk.

\*Aktionspreis gilt bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VE)

Alle Preise in € zzgl. MwSt., solange Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,-€ Netto-Warenwert. Bis 150,-€ anteilige Versandkosten 14,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 30.06.2024.**

**Bestell-Hotline 0 25 34 / 970 161**



pH-Meter

30% sparen

DIAGONAL  
Ihr Laborfachhandel  
für Wirtschaftlichkeit und Qualität



ab 499,-

### Seven2Go™ METTLER TOLEDO

#### Volle GLP-Unterstützung und Datenübertragung

Die tragbaren Seven2Go™ Messgeräte (IP67) für Routineaufgaben und komplexe Anwendungen wurden ganz auf Ihre Anforderungen an Messung und Datenmanagement abgestimmt. Diese mobilen Instrumente liefern schnell Ergebnisse und arbeiten im Labor, direkt in der Produktionslinie oder im Außeneinsatz stets zuverlässig. Finden Sie das richtigen Messinstrument für Ihre Anforderungen an die Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit, ORP, Ionenkonzentration und gelöstem Sauerstoff.

Artikel	Messparameter	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
Seven2Go S2 Standard Kit Einschließlich InLab Expert Go-ISM- Sensor und Pufferbeutel	pH	1 Stk.	30207950	715,00	499,00
Seven2Go S3 Standard Kit Einschließlich InLab 738-ISM- Sensor und Pufferbeutel	Leitfähigkeit	1 Stk.	30207955	905,00	633,00
Seven2Go S4 Standard Kit Einschließlich InLab 605-ISM-Sensor und Pufferbeutel	Sauerstoff	1 Stk.	30207959	1.100,00	770,00
Seven2Go S3 Field Kit Einschließlich InLab Expert Go-ISM und uGo-Transportkoffer und Pufferbeutel	pH	1 Stk.	30207951	779,00	549,00
Seven2Go S2 Food Kit Einschließlich InLab Solids Go-ISM und uGo-Transportkoffer und Pufferbeutel	pH	1 Stk.	30207952	830,00	585,00



549,-

### SevenDirect™ SD20 pH/mV-Messgerät METTLER TOLEDO

#### Die richtige Lösung

pH- & Redox-Messungen sind in den meisten Laboren häufig durchgeführte Verfahren. Dabei sind genaue Resultate für die Sicherheit und Produktqualität oft von entscheidender Bedeutung. SevenDirect™ SD20-Tischmessgeräte wurden für zahlreiche Applikationen entwickelt und liefern zuverlässige Messungen bei nahezu jeder Probenart. Anspruchsvolle Benutzer werden die Benutzerfreundlichkeit, die Datenverarbeitungsoptionen und die Robustheit zu schätzen wissen

#### Diese Funktionen machen den Unterschied

- 7-Zoll-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
- uFocus-Modus für die wichtigsten Parameter
- StatusLight: Anzeige der Betriebsbereitschaft
- Zweistufige Benutzerverwaltung verhindert unerwünschte Änderungen der Geräteeinstellungen
- Die einfache Eingabe der Proben-ID erleichtert die Nachverfolgung von Ergebnissen
- Optionale EasyDirect™-Software für eine vereinfachte Datenverarbeitung
- IP54-Schutz vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten



ab 999,-

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
SevenDirect SD20-Kit Standard Kit Einschließlich pH-Elektrode InLab Expert Pro-ISM und Pufferbeutel	1 Stk.	30671554	1.430,00	999,00
SevenDirect SD20 HA-Kit Einschließlich pH-Elektrode InLab Routine Pro-ISM und Pufferbeutel	1 Stk.	30671556	1.520,00	1.064,00
SevenDirect SD20 LowV-Kit Einschließlich pH-Elektrode InLab Micro Pro-ISM-Sensor und Pufferbeutel	1 Stk.	30671561	1.680,00	1.176,00

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Gültig bis 30.06.2024. Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG  
Havixbecker Straße 62  
48161 Münster  
info@diagonal.de  
www.diagonal.de

So erreichen Sie uns:  
Tel. 02534 / 970 161  
Fax 02534 / 970 223