

**Nukleinsäure-  
Dekontamination**  
**Aktion 01.07. – 31.12.22**

**DIAGONAL**  
**Ihr Laborfachhandel**  
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

# DNA-Exitus Plus™

## Ein Muss für alle genetischen und forensischen Analysen

Der ungewollte Eintrag von DNA kann Analyse-Ergebnisse verfälschen oder gar ein biologisches Sicherheitsrisiko darstellen.

Daher ist die vollständige DNA-Dekontamination von Oberflächen und Instrumenten eine Grundvoraussetzung für alle molekularbiologisch arbeitenden Labore und für verlässliche PCR-Analysen.

- Schnelle und sichere DNA & RNA-Dekontamination durch Abbau **freier** Nukleinsäuren
- Nur 10 Minuten Inkubationszeit
- Keine Beschädigung oder Korrodierung von Ausrüstung und Material
- Weder giftig noch schädlich für den Menschen
- Enthält keine aggressiven Säuren oder basische Substanzen
- Keine Entstehung von giftigen Dämpfen
- Alle Bestandteile biologisch abbaubar

Auch  
geeignet für die  
Dekontamination  
von Arbeitsflächen  
bei der Probenent-  
nahme für die  
PCR-Corona  
Diagnostik.

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
<b>DNA-Exitus Plus™ IF</b> Für die DNA & RNA-Dekontamination, <b>indikatorfreie</b> Version			
Flasche mit Sprühaufsatz	500 ml	A7409.0500	32,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	1 L	A7409.1000RF	57,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	2,5 L	A7409.2500RF	134,50
<b>DNA-Exitus Plus™</b> Für die DNA & RNA-Dekontamination, <b>mit Indikator</b> zur Kennzeichnung besprühter Flächen			
Flasche mit Sprühaufsatz	500 ml	A7089.0500	33,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	1 L	A7089.1000RF	59,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	2,5 L	A7089.2500RF	136,50
<b>RNase-Exitus Plus™</b>			
Für die RNase-Dekontamination	500 ml	A7153.0500	33,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	1 L	A7153.1000RF	59,50
Nachfüllpack ohne Sprühaufsatz	2,5 L	A7153.2500RF	136,50
<b>Exitus Plus™ Aktivitätstest</b>			
DNA-Exitus Plus Aktivitätstest	25 Tests	A9411.0025	32,70

**Bei Abnahme größerer Mengen fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!**

PanReac  
AppliChem  
ITW Reagents



Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.12.22.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG  
Havixbecker Straße 62  
48161 Münster  
info@diagonal.de  
www.diagonal.de

**So erreichen Sie uns:**  
**Tel. 02534 / 970 216**  
**Fax 02534 / 970 116**