

**PoC RT-PCR Test**  
30 Minuten Ergebnis SARS-CoV-2

**DIAGONAL**  
**Ihr Laborfachhandel**  
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

**AIDIAN**

# Qlife Egoo Health System

- extrem klein
- mobil
- automatisiert

Das Qlife Egoo Health System nutzt die von Aidian entwickelte Strand Invasion Based Amplification (SIBA®) Technologie und Egoo Kapseln für die molekulare Bestimmung von SARS-CoV2. **Das System besteht aus einem oder bis maximal 5 Egoo Instrumenten**, die mit der Egoo Clinical Application (Softwareprogramm) verbunden sind, die entweder auf einem Laptop oder Tablet installiert ist.



Qlife Egoo Health System  
**1.999,-**

- Nukleinsäurenachweis-Test (NAT-Test) vor Ort
- Ersetzt den klassischen PCR-Test
- Absolut zuverlässige Ergebnisse in **30 Minuten**  
Sensitivität 98% bei ct-Werten < 35  
Sensitivität 98% bei ct-Werten > 35
- Qualitatives Ergebnis (POS./NEG.)
- Anerkanntes Testverfahren
- Paul-Ehrlich-Institut bezeichnet NAT-Test als Goldstandard

[www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2020/200323-covid-19-nat-tests](http://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2020/200323-covid-19-nat-tests)

Egoo Kapseln sind vollautomatisch, 2 gebrauchsfertige Testkassetten die mit dem Egoo Health System durchgeführt werden.

**Aktions-Paket 3.980,-**  
gültig bis 31.6.2022

- 1 Aidian Egoo PoC RT-PCR-System mit Software
- 1 Barcodeleser
- 50 Tests inkl. Buffer und Abnahme-Transportsysteme
- Lieferung und Einweisung

**Best.-Nr. 154845SET**



Maße (B x T x H) 55 x 100 x 110 mm  
Gewicht 0.750 kg  
Betriebstemp. 15-30 °C

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis
Egoo Health System	1 Stk.	154845	1.999,00
Egoo SARS-CoV-2 Tests	50 Stk.	154846	2.000,00
50 Egoo Kapseln* (gebrauchsfertige Testkassetten), 50 Abnahme-Transportsysteme und 50 Lysis Buffer Röhrchen mit je 180 µl SIBA R1 Puffer zum Abbau der Viruspartikel und zur Freisetzung des viralen Genoms von der Analyse.			
Barcodeleser	1 Stk.	155011	320,00

\*Die Egoo SARS-CoV-2 Kapseln sind tiefkühlpflichtig (-20 °C) und werden mit Trockeneis versandt.

Quellenverweis Bilder AIDIAN / Qlife.

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.06.2022.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG  
Havixbecker Straße 62  
48161 Münster  
info@diagonal.de  
[www.diagonal.de](http://www.diagonal.de)

**So erreichen Sie uns:**  
**Tel.: 0 25 34 / 970 151**  
**Fax: 0 25 34 / 970 270**