

- Mobil nutzbar
- Einfache Bedienung
- Kompakt und handlich

DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel

für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Luftkeimsammler PCE-AS1



Zur Kontrolle mikrobiologischer Verunreinigung

Der Luftkeimsammler wird in den verschiedensten Gebieten der Produktion verwendet. Der PCE-AS1 quantifiziert die koloniebildenden Mikroorganismen in der Pharmaindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeherstellung, sowie im Krankenhaus, der Kosmetikindustrie und bei Umweltmessungen.



- LCD Touchscreen 3,5“, 800 x 480 Pixel
- Leistungsstarker Akku mit 6400 mA
- Sterilisierbarer Sammelkopf
- Einstellbare Volumina von bis zu 6000 L
- Durchflussrate 0,38 m/s
- Probendurchfluss 100 L/min
- Nutzung von Standard-Petrischalen
- Speicher für bis zu 4.000 Datensätze
- Foto-Stativhalterung 1/4“
Für Messung an Klimaanlage



Stativ-Anwendung



On/Off-Funktion



Lochscheibe



Oberteil



Anwendung

ISO-Kalibrierzertifikat für Luftkeimsammler

Auf Wunsch lassen wir für Sie ein Zertifikat erstellen, z.B. zum Einhalten Ihrer DIN EN ISO 9001. Hierzu wird der Luftkeimsammler in ein unabhängiges Kalibrierlabor gesendet. Die Messwerte, die Seriennummer und Sie als Auftraggeber werden in diesem ISO-Zertifikat festgehalten.

Kalibriergröße: Strömungsgeschwindigkeit

Messpunkte: 5 über den Querschnitt verteilt, bei konstantem Volumenstrom

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
Luftkeimsammler PCE-AS1	1 Stk.	PCE-AS1	3.283,90

Lieferumfang: 1 x Luftkeimsammler PCE-AS1 im Tragekoffer, 1 x Adapter für Gaspetrischalen mit Kalibrieraufsatz, 1 x Netzstecker, 1 x Bedienungsanleitung

ISO-Kalibrierzertifikat	1 Stk.	CAL-PCE-AS1	334,90
-------------------------	--------	-------------	--------

Kalibrierzertifikate werden individuell ausgestellt und sind vom Rückgaberecht ausgeschlossen.



Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01.12.2022. Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster
info@diagonal.de
www.diagonal.de

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 25 34 / 970 161
Fax: 0 25 34 / 970 270