

Angebote Sept. – Dez. 2023

**Clevere  
Entscheidungen treffen**



# DIAGONAL

**Ihr Laborfachhandel**  
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

## Research® plus 3-Pack nach Wahl

Inklusive einer Eppendorf Research® plus Einkanal-Pipette nach Wahl gratis.

**eppendorf**



**GRATIS!**  
1 Research plus  
Einkanal-Pipette  
nach Wahl  
je Research plus  
3-Pack.

je Bundle  
**708,-**

|                                                                                                                             | Bestell.-Nr.  | Preis*   | Ersparnis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| <b>Eppendorf Research® plus 3-pack, Einkanal, variabel</b>                                                                  |               |          |           |
| <b>Option 1</b> Eppendorf Research® plus 3-pack, inkl. epT.I.P.S.®-Boxen<br>3 Pipetten (0,5-10 µL, 10-100 µL, 100-1.000 µL) | A3123 000.900 | 708,00 € | 231,00 €  |
| <b>Option 2</b> Eppendorf Research® plus 3-pack, inkl. epT.I.P.S.®-Boxen<br>3 Pipetten (2-20 µL, 20-200 µL, 100-1.000 µL)   | A3123 000.918 | 708,00 € | 231,00 €  |
| <b>Option 3</b> Eppendorf Research® plus 3-pack, inkl. epT.I.P.S.®-Boxen<br>3 Pipetten (0,1-1 mL, 0,5-5 mL, 1-10 mL)        | A3123 000.926 | 708,00 € | 231,00 €  |

### Wählen Sie Ihre Gratis-Pipette!

| Farbcode     | Volumen    | Bestell.-Nr.  | Farbcode | Volumen       | Bestell.-Nr.  |
|--------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| ■ Dunkelgrau | 0,1-2,5 µL | A3123 000.217 | ■ Orange | 30-300 µL     | A3123 000.306 |
| ■ Mittelgrau | 0,5-10 µL  | A3123 000.225 | ■ Blau   | 100-1.000 µL  | A3123 000.268 |
| ■ Hellgrau   | 2-20 µL    | A3123 000.292 | ■ Rot    | 0,25 - 2,5 ml | A3123 000.349 |
| ■ Gelb       | 2-20 µL    | A3123 000.233 | ■ Lila   | 0,5-5 mL      | A3123 000.276 |
| ■ Gelb       | 10-100 µL  | A3123 000.241 | ■ Türkis | 1-10 mL       | A3123 000.284 |
| ■ Gelb       | 20-200 µL  | A3123 000.250 |          |               |               |

## Centrifuge 5425 oder 5425 R inklusive Rotor FA-24x2 **eppendorf**

Bei der Entwicklung dieser 24-Platz-Zentrifugen wurde auf einen besonders leisen Betrieb geachtet. Kurzzeitläufe von bis zu 12 Minuten sind flüsterleise mit durchschnittlich 45 dB(A) und einer Maximaldrehzahl von bis zu 21.300 × g.

- Aerosoldichter Eppendorf QuickLock®-Deckel für einfaches und sicheres Handling
- Erweitertes Rotorprogramm
- OptiBowl®-Design für einen leisen Betrieb, selbst ohne Rotordeckel
- Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem Finger
- Außergewöhnliche Softwareeigenschaften (einstellbare Anlauf- und Abbremsrampen, 3 Programm-Buttons, Kurzfunktion ohne Gedrückthalten der Taste)
- Maximale Rotorkapazität: 10 × 5,0-mL-Gefäße
- Maximale Geschwindigkeit: 21.300 × g (15.060 rpm)



je Bundle  
**2.154<sup>50</sup>**

Centrifuge 5425  
**oder**  
Centrifuge 5425 R



je Bundle  
**4.381<sup>50</sup>**

**inklusive**

Rotor FA-24x2



| Artikel                                                       | Pack.-Gr. | Best.-Nr.     | Preis/Bundle | Ersparnis |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| Centrifuge 5425 R, Folientastatur, gekühlt, mit Rotor FA-24x2 | 1 Bundle  | A5406 000 119 | 4.381,50     | 1.235,50  |
| Centrifuge 5425 R, Drehknopf, gekühlt, mit Rotor FA-24x2      | 1 Bundle  | A5406 000 518 | 4.381,50     | 1.235,50  |
| Centrifuge 5425, Folientastatur, mit Rotor FA-24x2            | 1 Bundle  | A5405 000 115 | 2.154,50     | 607,50    |
| Centrifuge 5425, Drehknopf, mit Rotor FA-24x2                 | 1 Bundle  | A5405 000 514 | 2.154,50     | 607,50    |

Alle Preise in € zzgl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

**gültig vom  
1.09. bis 31.12.2023**



| Produkt                                                                             | Pack.-Gr. | Best.-Nr.    | Preis   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| <b>2-Propanol 99,9%, CHROMASOLV, für die HPLC</b>                                   | 2500 ml   | 34863.2500   | 43,65 € |
| <b>Aceton, für die HPLC</b>                                                         | 2500 ml   | 2435.2500    | 29,25 € |
| <b>Aceton &gt;99,8%, CHROMASOLV, für die HPLC</b>                                   | 2500 ml   | 34850.2500   | 22,85 € |
| <b>Acetonitril, für die HPLC, Gradient Grade</b>                                    | 2500 ml   | 34851.2500   | 23,85 € |
| <b>Acetonitril, für HPLC-R</b>                                                      | 2500 ml   | 01201302     | 25,75 € |
| <b>Acetonitril Glas-Flasche, für die UHPLC Supergradient, ACS</b>                   | 2500 ml   | 221881.1612  | 31,75 € |
| <b>Chloroform &gt;99,8%, CHROMASOLV, für die HPLC, stabilisiert</b>                 | 2500 ml   | 34854.2500   | 64,65 € |
| <b>Cyclohexan &gt;99,7%, CHROMASOLV, für die HPLC</b>                               | 2500 ml   | 34855.2500   | 55,95 € |
| <b>Ethylacetat &gt;99,7%, CHROMASOLV, für die HPLC</b>                              | 2500 ml   | 34859.2500   | 31,95 € |
| <b>Methanol &gt;99,9%, CHROMASOLV, gradient grade für die HPLC</b>                  | 2500 ml   | 34885.2500   | 9,95 €  |
| <b>Methanol Glas-Flasche, für UHPLC Supergradient, ACS</b>                          | 2500 ml   | 221091.1612  | 16,90 € |
| <b>n-hexan &gt;97,0%, CHROMASOLV, für die HPLC</b>                                  | 2500 ml   | 34858.2500   | 27,95 € |
| <b>Wasser, für die HPLC</b>                                                         | 2500 ml   | A1589.2500   | 10,15 € |
| <b>Ethylacetat, für die HPLC</b>                                                    | 4000 ml   | 05400604PC   | 27,60 € |
| <b>2-Propanol, LC/MS</b>                                                            | 2500 ml   | 16267802PC   | 30,65 € |
| <b>Iso-Octane 99%, für die HPLC HPLC</b>                                            | 4000 ml   | 09150604PC   | 55,20 € |
| <b>Ethanol absolut, PE-Flasche zur Analyse</b>                                      | 2500 ml   | A1613.2500PE | 71,65 € |
| <b>Ethanol 96%, PE-Flasche reinst, Ph. Eur.,BP</b>                                  | 2500 ml   | A1615.2500PE | 77,55 € |
| <b>Ethanol &gt;99,8%, PE-Flasche absolut, Ph.Eur.</b>                               | 2500 ml   | 32205.2500   | 67,95 € |
| <b>Ethanol absolut, für die Molekularbiologie</b>                                   | 500 ml    | A3678.0500   | 52,65 € |
| <b>Ethanol 99,8% vergällt, PE-Behälter reinst, vergällt mit IPA, MEK und Bitrex</b> | 10 L      | 147194.1215  | 30,75 € |
| <b>Ethanol 99,8% vergällt, PE-Behälter reinst, vergällt mit IPA, MEK und Bitrex</b> | 5 L       | 147194.1214  | 24,25 € |
| <b>Ethanol 99,8% vergällt, PE-Behälter reinst, vergällt mit IPA, MEK und Bitrex</b> | 2500 ml   | 147194.1212  | 21,45 € |
| <b>Ethanol 96% vergällt, PE-Behälter reinst, vergällt mit IPA, MEK und Bitrex</b>   | 5 L       | 147195.1214  | 33,85 € |
| <b>Ethanol 96% vergällt, PE-Behälter reinst, vergällt mit IPA, MEK und Bitrex</b>   | 2500 ml   | 147195.1212  | 19,85 € |
| <b>Ethanol 70% vergällt, PE-Behälter reinst, vergällt mit IPA, MEK und Bitrex</b>   | 5 L       | 147196.1214  | 17,35 € |

## SevenDirect SD20 pH/mV-Messgerät

**METTLER TOLEDO**

- Rückverfolgbare Resultate • Intuitive Nutzung
- Ganz schön stabil • Spezialsensoren

- 7-Zoll-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
- uFocus-Modus für die wichtigsten Parameter
- StatusLight: Anzeige der Betriebsbereitschaft
- Zweistufige Benutzerverwaltung verhindert unerwünschte Änderungen der Geräteeinstellungen
- Die einfache Eingabe der Proben-ID erleichtert die Nachverfolgung von Ergebnissen

- Optionale EasyDirect™-Software für eine vereinfachte Datenverarbeitung
- IP54-Schutz vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten



| Artikel                                                                                                       | Pack.-Gr. | Best.-Nr. | Listenpreis | Preis    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| <b>SevenDirect SD20-Kit Standard Kit</b><br>Einschließlich pH-Elektrode InLab Expert Pro-ISM und Pufferbeutel | 1 Stk.    | 30671554  | 1.375,00    | 1.100,00 |
| <b>SevenDirect SD20 HA-Kit</b><br>Einschließlich pH-Elektrode InLab Routine Pro-ISM und Pufferbeutel          | 1 Stk.    | 30671556  | 1.465,00    | 1.172,00 |
| <b>SevenDirect SD20 LowV-Kit</b><br>Einschließlich pH-Elektrode InLab Micro Pro-ISM-Sensor und Pufferbeutel   | 1 Stk.    | 30671561  | 1.635,00    | 1.308,00 |



## Magnetrührer

### Hei-PLATE Einfach rühren und heizen



| Artikel                                                                                | Pack.-Gr. | Best.-Nr.    | Listenpreis | Preis  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------|
| <b>Hei-PLATE Mix'n Heat Core</b>                                                       | 1 Stk.    | 506-11100-00 | 773,00      | 502,45 |
| <b>Hei-Plate Sensor Basic Paket Core+</b><br>Magnetrührer plus Temperaturfühler Pt1000 | 1 Stk.    | 506-21150-00 | 968,00      | 629,20 |

**Titrette®** BRAND

## Flaschenaufsatz Bürette

- **Hohe Genauigkeit:**  
Präzises Titrieren innerhalb der Fehlergrenzen der Klasse A
- **Leichtgängiges Getriebe:**  
Für tropfenweises Titrieren mit Fingerspitzengefühl
- **Kompakte Bauweise:** Leicht und standsicher

 ab  
725,10


| Volumen | Richtigkeit<br>≤ ± % | Variations-<br>koeffizient<br>μl | Pack.-Gr. | Best.-Nr. | Preis                 |
|---------|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 10 ml   | 0,10                 | 10                               | 0,05      | 5         | 1 Stk. 4760141 725,10 |
| 25 ml   | 0,07                 | 18                               | 0,025     | 6         | 1 Stk. 4760151 725,10 |
| 50 ml   | 0,06                 | 10                               | 0,02      | 10        | 1 Stk. 4760161 725,10 |

Mit RS 232 Schnittstelle

| Volumen | Richtigkeit<br>≤ ± % | Variations-<br>koeffizient<br>μl | Pack.-Gr. | Best.-Nr. | Preis                 |
|---------|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 10 ml   | 0,10                 | 10                               | 0,05      | 5         | 1 Stk. 4760241 931,40 |
| 25 ml   | 0,07                 | 18                               | 0,025     | 6         | 1 Stk. 4760251 931,40 |
| 50 ml   | 0,06                 | 10                               | 0,02      | 10        | 1 Stk. 4760261 931,40 |

## Dispensette S® Digital / Organic Digital

Easy Calibration Technik für sekundenschnelles Justieren ohne Werkzeug. Automatische Kennzeichnung bei Veränderung der Werkseinstellung. Das Dosiervolumen ist exakt und reproduzierbar einstellbar. Leicht ablesbare digitale Anzeige.

 ab  
331,30


Dispensette® S Digital

**Farbcode rot:** Ideal zum Dosieren aggressiver Reagenzien

| Volumen      | Unterteilung | Best.-Nr.<br>mit Ventil | Preis/<br>Stk. | Best.-Nr.<br>ohne Ventil | Preis/<br>Stk. |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 0,1 – 1,0 ml | 0,005 ml     | 4600311                 | 350,70         | 4600310                  | 331,30         |
| 0,2 – 2,0 ml | 0,01 ml      | 4600321                 | 350,70         | 4600320                  | 331,30         |
| 0,5 – 5,0 ml | 0,02 ml      | 4600331                 | 350,70         | 4600330                  | 331,30         |
| 1,0 – 10 ml  | 0,05 ml      | 4600341                 | 350,70         | 4600340                  | 331,30         |
| 2,5 – 25 ml  | 0,1 ml       | 4600351                 | 435,60         | 4600350                  | 421,60         |
| 5,0 – 50 ml  | 0,2 ml       | 4600361                 | 466,70         | 4600360                  | 455,45         |

Dispensette® S Organic Digital

**Farbcode gelb:** Ideal zum Dosieren organischer Reagenzien

| Volumen      | Unterteilung | Best.-Nr.<br>mit Ventil | Preis/<br>Stk. | Best.-Nr.<br>ohne Ventil | Preis/<br>Stk. |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 0,5 – 5,0 ml | 0,02 ml      | 4630331                 | 350,70         | 4630330                  | 331,30         |
| 1,0 – 10 ml  | 0,05 ml      | 4630341                 | 350,70         | 4630340                  | 331,30         |
| 2,5 – 25 ml  | 0,1 ml       | 4630351                 | 435,60         | 4630350                  | 421,60         |
| 5,0 – 50 ml  | 0,2 ml       | 4630361                 | 466,70         | 4630360                  | 455,45         |



# PCR

## GenLadder 100 bp + 1.5 kbp (ready-to-use) DNA-Marker

GenLadder 100 bp + 1.5 kbp (ready-to-use) ist ein 100 bp DNA-Marker, der ideal geeignet ist, die Größe der doppelsträngigen DNA zwischen 100 und 1500 Basenpaaren zu bestimmen. Der Marker besteht aus 10 Fragmenten in den Größen zwischen 100-1000 bp im Abstand von 100 bp. Zusätzlich gibt es ein 1500 bp-Fragment. Das 500 bp-Fragment hat eine stärkere Intensität, um eine leichtere Identifizierung zu ermöglichen. Alle Fragmente sind „blunt-ended“. Die Fragmentgrößen (in Basenpaaren) sind 1500, 1000, 900, 800, 700, 600, 500x2, 400, 300, 200, 100. Der DNA-Marker wird mit einer Konzentration von 0,1 mg/mL in 10 mM Tris/HCl (pH 7,5), 1,0 mM EDTA geliefert. Die empfohlene Menge Marker pro Gelspur liegt bei 0,5-0,6 µg.

| Pack.-Gr. | Best.-Nr.  | Listenpreis | Preis  |
|-----------|------------|-------------|--------|
| 50 µg     | M3094.0050 | 36,75       | 31,25  |
| 5 x 50 µg | M3094.5050 | 147,00      | 125,00 |
| 250 µg    | M3094.0250 | 132,00      | 112,25 |

15%

## Agarose LE – Standardagarose

Standardagarose zur Trennung von DNA im Größenbereich zwischen 50 bp und 20 kbp für die Herstellung präparativer und analytischer Gele in der Routine- Gelelektrophorese. Mit sehr niedrigem EEO-Wert und niedriger DNA-bindender Aktivität.

| Pack.-Gr. | Best.-Nr.  | Listenpreis | Preis  |
|-----------|------------|-------------|--------|
| 250 g     | M3044.0250 | 133,75      | 100,35 |
| 500 g     | M3044.0500 | 156,00      | 117,00 |
| 1000 g    | M3044.1000 | 287,50      | 215,65 |

25%

## Ampliqon Taq DNA-Polymerase mit Ammoniumpuffer

Die Ampliqon Taq DNA Polymerase ist ideal für Routine-PCR-Anwendungen, bei denen eine hohe Ausbeute und zuverlässige DNA-Amplifikation erforderlich sind.

Ampliqon Taq DNA Polymerase weist sowohl eine 5' → 3'-DNA-Polymerase- als auch eine 5' → 3-Exonukleaseaktivität auf. Die Taq-DNA-Polymerase verfügt nicht über die Fähigkeit zum Korrekturlesen. Das Enzym wird mit Puffer geliefert, der Ammoniumsulfat und MgCl<sub>2</sub> enthält.



| Pack.-Gr.  | Best.-Nr. | Listenpreis | Preis  |
|------------|-----------|-------------|--------|
| 500 units  | A111103   | 65,00       | 61,75  |
| 1000 units | A111104   | 125,00      | 118,75 |
| 2500 units | A111106   | 275,00      | 261,25 |
| 5000 units | A111107   | 525,00      | 498,75 |

5%


# GENAXXON bioscience

## SafeGel red stain für die DNA Elektrophorese

SafeGel red stain ist ein äußerst sensibler Fluoreszenzfarbstoff zum Färben von Nukleinsäuren, der das toxische, keimbahnmutagene Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarose- oder Polyacrylamidgelen ersetzt. SafeGel red stain ist viel empfindlicher als EtBr, ohne dass ein Entfärbeschritt benötigt wird. SafeGel red stain ist weniger toxisch und weniger mutagen als EtBr wobei beide praktisch dasselbe UV-Spektrum zeigen, so dass man EtBr direkt ersetzen kann, ohne existierende Imagingsysteme ersetzen zu müssen. SafeGel red stain kann dazu benutzt werden, dsDNA, ssDNA oder RNA mittels pre-staining oder post-staining in Agarosegelen > zu färben. PAGE-Gele können nur mit dem post-staining Verfahren angefärbt werden. SafeGel red stain stört auch eine weitergehende Verarbeitung der DNA, wie Restriktionverdaus, Southernblots oder Klonierungen nicht.

| Pack.-Gr. | Best.-Nr.  | Listenpreis | Preis  |
|-----------|------------|-------------|--------|
| 500 µg    | M3193.0500 | 87,50       | 70,00  |
| 2 ml      | M3193.2000 | 275,00      | 220,00 |
| 5 ml      | M3193.5000 | 545,00      | 436,00 |
| 10 ml     | M3193.1010 | 895,00      | 716,00 |

20%



## SafeGel green stain für die DNA Elektrophorese

SafeGel green stain ist ein äußerst sensibler Fluoreszenzfarbstoff zum Färben von Nukleinsäuren, der das toxische, keimbahnmutagene Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarose- oder Polyacrylamidgelen ersetzt.

SafeGel green stain ist viel empfindlicher als EtBr, ohne dass ein Entfärbeschritt benötigt wird. SafeGel green stain ist weniger toxisch und weniger mutagen als EtBr und kann mit Blau/Grünlicht bei 480-530 nm angeregt werden. SafeGel green stain kann dazu benutzt werden, dsDNA, ssDNA oder RNA mittels pre-staining oder post-staining in Agarosegelen > zu färben. SafeGel green stain stört auch eine weitergehende Verarbeitung der DNA, wie Restriktionverdaus, Southernblots oder Klonierungen nicht.

| Pack.-Gr. | Best.-Nr.  | Listenpreis | Preis  |
|-----------|------------|-------------|--------|
| 500 µg    | M3191.0500 | 87,50       | 70,00  |
| 2 ml      | M3191.2000 | 275,00      | 220,00 |
| 5 ml      | M3191.5000 | 545,00      | 436,00 |
| 10 ml     | M3191.1010 | 895,00      | 716,00 |

20%

## Restposten

**Jetzt aber!**  
**Wenn weg,  
dann weg.**

Gilt für alle Produkte  
auf dieser Seite.

# DIAGONAL

### Peha-soft® nitrile fino



Hochwertige latex- und puderfreie Einmal-Handschuhe bieten Schutz vor Keimen und Viren. Weich, elastisch, aus Nitril mit polymerer Innenbeschichtung. Lebensmittel unbedenklich. Geprüft nach EN 455 und ASTM F1671. Hervorragende Dichtigkeit und chemische Beständigkeit, unsteril.

| Größe | Pack.-Gr. | Best.-Nr. | Preis/Pack. |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| XS    | 150 Stk.  | 942195    | 7,00        |
| S     | 150 Stk.  | 942196    | 7,00        |

150 Stk.  
**7,-**



### Peha-Soft® nitrile puderfrei

Blaue Einmal-Handschuhe, unsteril. Hervorragende Dichtigkeit und chemische Beständigkeit.

| Größe | Pack.-Gr. | Best.-Nr. | Preis/Pack. |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| XS    | 100 Stk.  | 942189    | 6,10        |
| S     | 100 Stk.  | 942190    | 6,10        |
| L     | 100 Stk.  | 942192    | 6,10        |
| XL    | 100 Stk.  | 942193    | 6,10        |

### Nitril®-3000

Der weiße Nitril-Untersuchungs- und Schutzhandschuh. Puder-, protein- und latexfrei, mikrogeraut, elastisch und reißfest, beidhändig passend mit Rollrand. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

| Größe | Pack.-Gr. | Best.-Nr. | Preis/Pack. |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| XL    | 100 Stk.  | 1280XL    | 3,10        |

### Nitril®-X-long

Mit langem Schaft (ca. 29 cm), blau, gem. DIN EN 455 Schutzhandschuh nach PSA, puder-, protein- und latexfrei, mikrogeraut, elastisch und reißfest. Beidhändig passend. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.

| Größe | Pack.-Gr. | Best.-Nr. | Preis/Pack. |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| S     | 100 Stk.  | 1282S     | 5,50        |
| L     | 100 Stk.  | 1282L     | 5,50        |

### Barethauben Suavel®

In der Farbe Blau, aus weichem und leichtem Polypropylen-Vliesstoff, mit doppelt umnähtem Gummizug EN ISO 1.

| Größe | Pack.-Gr. | Best.-Nr. | Preis/Pack. |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 53 cm | 100 Stk.  | 70-121B   | 2,00        |

100 Stk.  
**2,-**

### Mund- Nasenschutz OP-Maske Suavel® Protec

Blau, für den Einmalgebrauch, 3-lagig, elastische Ohrschlaufen, Bakterienfiltereffizienz > 98%, EN 14683, Typ II.

| Pack.-Gr. | Best.-Nr. | Preis/Pack. |
|-----------|-----------|-------------|
| 50 Stk.   | 80-901    | 1,70        |

50 Stk.  
**1,70**



### Atemschutzmaske FFP2

Hochfiltrierende Einweg-Atemschutzmaske ohne Ventil. Nasenbügel aus Aluminium für die individuelle Anpassung. Ohrschlaufen: Ultraschall verschweißt, Polyester, Elastomer (latexfrei), 3-lagig aus Polypropylen-Filtervlies, Feinfiltervlies und Nadelfilz-Baumwolle. EN149:2001 + A :2009, Type FFP NR, CE Konform.

| Pack.-Gr. | Best.-Nr.   | Preis/Pack. |
|-----------|-------------|-------------|
| 20 Stk.   | MEIXIN-FFP2 | 12,00       |

20 Stk.  
**12,-**



### Spritzenvorsatzfilter, steril

#### Celluloseacetat-Membran

Eingang: Luer Lock weiblich, Ausgang: Luer Lock männlich

| Porengröße        | Pack.-Gr. | Best.-Nr.   | Preis/Pack. | ab 5 Pack. |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Ø 28 mm / 0,45 µm | 50 Stk.   | S6555-FMGUK | 29,00       | 25,00      |
| Ø 28 mm / 0,2 µm  | 50 Stk.   | S6534-FMGUK | 29,00       | 25,00      |

ab  
**25,-**



SARTORIUS

Die Artikel dieser Seite weisen z. T. einen kürzeren Verfall auf.

Alle Preise in € zzgl. MwSt., solange Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Gültig bis 31.12.2023.

Bestell-Hotline 0 25 34 / 970 161

## Nährmedien

Für weiteren Laborbedarf und  
Chemikalien QR-Code scannen.



| Produkt                                                                       | Pack.-Gr. | Best.-Nr.    | Preis/Pack. | ab 6 Pack. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| <b>CASO-Agar</b><br>Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar                          | 500 g     | 1.05458.0500 | 80,58 €     | 67,12 €    |
| <b>CASO-Bouillon</b><br>Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon                  | 500 g     | 1.05459.0500 | 51,96 €     | 43,28 €    |
| <b>Coliformen-Agar Chromocult®</b>                                            | 500 g     | 1.10426.0500 | 649,28 €    | 540,85 €   |
| <b>DEV Lactose-Pepton-Bouillon</b>                                            | 500 g     | 1.10690.0500 | 108,44 €    | 90,33 €    |
| <b>DEV-Nähragar</b>                                                           | 500 g     | 1.11471.0500 | 106,78 €    | 88,95 €    |
| <b>MacConkey-Bouillon</b>                                                     | 500 g     | 1.05396.0500 | 96,48 €     | 80,37 €    |
| <b>Mossel-Bouillon</b>                                                        | 500 g     | 1.05394.0500 | 1.076,96 €  | 897,11 €   |
| <b>MRS-Agar Lactobacillus-Agar</b><br>Nach DE MAN, ROGOSA und SHARPE          | 500 g     | 1.10660.0500 | 160,42 €    | 133,63 €   |
| <b>Natriumchlorid-Pepton-Bouillon</b><br>gepuffert                            | 500 g     | 1.10582.0500 | 135,24 €    | 112,65 €   |
| <b>Peptonwasser</b><br>gepuffert nach ISO 6579                                | 500 g     | 1.07228.0500 | 50,98 €     | 42,47 €    |
| <b>Peptonwasser</b><br>gepuffert nach ISO 6579                                | 5000 g    | 1.07228.5000 | 460,00 €    | 383,18 €   |
| <b>Plate-Count-Agar</b><br>Caseinpepton-Glucose-Hefeextrakt-Agar              | 500 g     | 1.05463.0500 | 90,80 €     | 75,64 €    |
| <b>Plate-Count-Magermilch-Agar</b>                                            | 500 g     | 1.15338.0500 | 192,54 €    | 160,39 €   |
| <b>VRBD-Agar</b><br>Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar nach MOSSEL | 500 g     | 1.10275.0500 | 75,36 €     | 62,77 €    |
| <b>VRB-Agar</b><br>Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Lactose-Agar              | 500 g     | 1.01406.0500 | 220,00 €    | 201,24 €   |
| <b>Würze-Bouillon (Basis)</b>                                                 | 500 g     | 1.05449.0500 | 193,24 €    | 160,97 €   |
| <b>YGC-Agar</b><br>Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar FIL-IDF           | 500 g     | 1.16000.0500 | 56,32 €     | 46,91 €    |

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.12.2023.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

**Diagonal GmbH & Co. KG**  
Havixbecker Straße 62  
48161 Münster  
info@diagonal.de  
www.diagonal.de

**So erreichen Sie uns:**  
**Tel. 02534 / 970 161**  
**Fax 02534 / 970 223**