

## Zentrifugen SIGMA

**Sigma zählt zu den international führenden Herstellern von Laborzentrifugen für die Biotechnologie, Pharmazie, Medizin, Umweltanalytik und andere Branchen.**

Seit über 40 Jahren setzen Labore, Institute und Unternehmen aus aller Welt auf die Premium-Qualität von Sigma - Made in Germany.

Das Unternehmen steht für Produktinnovation, die Entwicklung von langlebigen, energieeffizienten und besonders bedienfreundlichen Geräten.



**Viele Modelle auch als IVD-Variante erhältlich!**

- Breites Produktportfolio von mehr als 25 Laborzentrifugen
- Großes Zubehörprogramm
- Drehzahlreserven für Analysen zusätzlich zu Blutentnahmeröhrchen
- Langlebigkeit der Produkte
- Professioneller Service vor Ort
- Premiumqualität - Made in Germany
- Über 45 Jahre Erfahrung im Zentrifugenbau



## Tischzentrifuge Sigma 1-7

Maximaler Arbeitskomfort, minimale Betriebsgeräusche  
Hervorragend geeignet für die Separation von Blut- und Urinproben.

- Max. 6 Röhrchen
- 10 Programme
- Kurze Beschleunigungs-/Bremszeiten
- Motorisches Deckelschloss
- Kompaktes, platzsparendes Gerät



Weitere Modelle  
und Zubehör  
auf Anfrage.

Wir  
beraten  
Sie gern!

### Probenkapazitäten für Blut- und Urinröhrchen in unterschiedlichen Rotoren

**Rotor 91429**  
Max. Drehzahl:  
8.000 min<sup>-1</sup>  
Max. RZB: 6.153 x g



Adapter	BD Vacutainer / Greiner Vacuette			Sarstedt Monovette				
	13 x 75	13 x 100	16 x 100	13 x 75 / 90	15 x 75	15 x 92	15 x 102	16 x 92
–	–	6	6	–	–	6	–	6
13075	6	–	–	6	6	–	–	–

## Tischzentrifuge Sigma 3-16L/3-16KL

Allrounder für vielfältige Anwendungen

- Max. 68 Röhrchen
- 50 Programme
- Gekühlt (3-16KL)
- Niedriger Geräuschpegel
- Intuitive Steuerung über Multifunktionsknopf

Auch  
als  
IVD-Variante  
erhältlich!



Sigma 3-16L



Sigma 3-16KL



### Probenkapazitäten für Blut- und Urinröhrchen in unterschiedlichen Rotoren

**Rotor 11180  
+ Becher 13190**  
Max. Drehzahl:  
(3-16L / 3-16KL)  
4.200 / 4.500 min<sup>-1</sup>  
Max. RZB:  
3.392 / 3.894 x g



Adapter	BD Vacutainer / Greiner Vacuette			Sarstedt Monovette				
	13 x 75 / 100	16 x 100	16 x 125	13 x 75 / 90	15 x 75	15 x 92	15 x 102	16 x 92
17356	68	–	–	68	–	–	–	–
17358	–	48	12*	–	48	48	48	48

\*nur Teilbeladung möglich

**Rotor 11180  
+ Becher 13180**  
Max. Drehzahl:  
(3-16L / 3-16KL)  
4.200 / 4.500 min<sup>-1</sup>  
Max. RZB:  
3.372 / 3.871 x g



Adapter	BD Vacutainer / Greiner Vacuette			Sarstedt Monovette				
	13 x 75 / 100	16 x 100	16 x 125	13 x 75 / 90	15 x 75	15 x 92	15 x 102	16 x 92
18012	48	–	–	48	–	–	–	–
18010	–	48	–	–	48	48	48	–
18020	–	44	28*	–	44	44	44	44

