

**Fixierlösungen**  
Hochwertig · Wirtschaftlich · Effizient



# DIAGONAL

**Ihr Laborfachhandel**  
für Wirtschaftlichkeit und Qualität



## Ossa Fixona®

**Fixations- und Entkalkungsmittel für die Histologie**

Ossa Fixona® ist eine simultan, schnell und schonend wirkende Fixier- und Entkalkungs-Lösung für histologische Knochenuntersuchungen. Die Dauer der Entkalkung steht in Abhängigkeit zur Schichtdicke des Probenmaterials. Eine anschließende Neutralisation ist nicht erforderlich, das entkalkte Gewebe kann wie üblich weiterbehandelt werden. Zusammensetzung: Trichloressigsäure, Zinkchlorid, Formaldehyd.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Messepreis
1L	OSSA	63,57	57,30



## SP8

**Fixierlösung für Spermien zur Bewertung der Spermienmorphologie und -morphometrie**

Eine Verdünnung mit einem Fixiermittel ist notwendig, um Spermien für eine bessere Zählbarkeit zu fixieren. Die Verdünnung ist erforderlich, um eine wässrige Probe für eine zuverlässigere Beladung des Hämocytopeters zu erhalten. Mindestens 50 µl Sperma sollten mit der Verdünnungslösung gemischt werden, um eine repräsentative Probe mit ausreichendem Suspensionsvolumen zu erhalten (Vortexen ist nach der Fixierung möglich).

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Messepreis
100 mL	SP8.0100	35,30	21,90
500 mL	SP8.0500	42,36	26,20

**Nennen Sie uns Ihren Jahresbedarf!**  
Gerne erstellen wir Ihr individuelles Angebot.



## F25

**Formalin für die humanmedizinische Zelldiagnostik und zur Fixierung von humanen Proben**

Die Fixierung des Gewebes mit 4%iger Formaldehydlösung führt zur Quervernetzung von Proteinstrukturen und damit zur Stabilisierung des Gewebes und Verhinderung der Autolyse. Für die Erhaltung von Struktur und Makromolekülen ist eine rasche Fixierung des Probenmaterials nach der Entnahme erforderlich. Daher ist darauf zu achten, dass sowohl die Zeit bis zum Einbringen des Gewebes in die Fixierlösung als auch die Diffusionszeit möglichst kurzgehalten wird. Die Gewebeprobe sollte optimal eine maximale Dicke von 0,5 cm haben. Die vorliegende Formaldehydlösung 4 %, gepuffert, pH 7,0 kann direkt als Arbeitslösung verwendet werden.

Pack.-Gr.	Gebinde	Best.-Nr.	UVP	Messepreis
100 x 20 mL	PE-Dose	F25.0020	142,38	99,00
1 L	Kunststoffflasche	F25.1000	15,54	11,80
2,5 L	Eimer	F25.2500EI	42,53	29,90
5 L	Kanister	F25.5000	54,39	41,80
5 L	Eimer	F25.5000EI	62,60	49,90
10 L	Kanister	F25.9010	73,81	61,50



## L25

**Fixierlösung für humanes Probenmaterial aus kolorektalen Karzinomen**

Zur Fixierung kolorektaler Karzinomresektionen für die anschließende histologische Diagnostik in der Krebsmedizin

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Messepreis
5 L	L25.5000	100,77	63,00



Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.05.2024.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG  
Havixbecker Straße 62  
48161 Münster  
info@diagonal.de  
www.diagonal.de

**So erreichen Sie uns:**  
Tel.: 0 25 34 / 970 161  
Fax: 0 25 34 / 970 223